



Eco Titrator Oil

2.1008.3010

マグネチックスターラとタッチパネル式ユーザーインターフェースを一体化したコンパクトな Eco Titrator は、日常的な分析に最適です。常に最小限のスペースで GLP に適合した結果を提供します。

Eco Titrator Oil は、石油化学製品における酸価または塩基価の測定を行うための包括的なパッケージを提供します。パッケージには、滴定装置、20 mL シリンダーユニット、Solvotrode EasyClean、特に非水性酸/塩基滴定用に開発された堅牢な複合 pH 電極が付属しています。

納品範囲 2.1008.3010

Order Number	説明	数量
1.1008.0010	Eco Titrator  ビルトインのマグネチックスターラおよびタッチセンサーユーザーインターフェース付きのコンパクトな Eco Titrator は、ルーチン分析に理想的です。これは、いかなるときもGLPに適合した結果を、最小限のスペース要件 (およそ DIN A4) にて提供します。 ほぼすべての電位差滴定にて汎用的に使用可能。たとえば – 食品: 酸性度、塩化物、ビタミンC、油脂のヨウ素価および過酸化価 – 水質分析: 炭酸塩硬度およびCa/Mg硬度、塩化物、硫酸、過マンガン酸塩指数 – 石油化学: 酸/塩基価、硫酸塩およびメルカプタン、塩化物、臭素価 – 電気めっき: 総酸価、金属含有量、塩化物 – 界面活性剤分析: 陰イオン、陽イオン、および非イオン界面活性剤 – Optrodeを用いた測光: p値およびm値、金属、水硬度	1 PCS
6.0229.010	Solvotrode easyClean (固定式ケーブル 1.2 m)  あらゆる酸/塩基の非水滴定のための、フレキシブルな easyCleanダイヤフラムおよび固定式ケーブル (1.2 m) 付き複合pH 電極。 ガラスメンブランは導電性の低い溶液のために最適化されており、洗浄の容易なeasyCleanダイヤフラムにより、この電極は汚れの酷いサンプル (たとえば廃油) にも適しています。 この電極は、非水系参照内部液 (塩化リチウムまたは臭化テトラエチルアンモニウム) を使用することができます。適切な参照内部液で保管してください。 Solvotrode easyCleanについては、製品番号 6.0229.020の固定ケーブル長2.0mも入手可能です。	1 PCS

6.03002.220

シリンダーユニット Eco 20 mL

1 PCS

Eco Dosimat / Eco Titrator のためのシリンダーユニット 20 mL。ドージングチューブ、拡散防止ビュレットチップを含まない。



6.1446.030

Ball stopper / B-14/(15)

1 PCS



6.1446.080

Threaded stopper / M8

1 PCS



6.1543.200

Titration tip / M6 thread

1 PCS



6.1602.105

Bottle attachment / GL 45 / green

1 PCS



6.1608.023

褐色ガラスボトル / 1000 mL / GL 45

1 PCS



交換ユニット用。補助溶液用ボトル。

6.1619.010

Adsorber complete, for Exchange Unit

1 PCS



6.1805.090

FEP tubing / M6 / 31 cm

2 PCS



6.1805.100

FEP tubing / M6 / 40 cm

1 PCS



6.1819.020

Tube

1 PCS



6.1903.020

攪拌棒 / 16 mm

1 PCS

磁性コア付き攪拌棒、PTFEコーティング、長さ16 mm



6.1903.030

攪拌棒 / 25 mm

1 PCS

磁性コア付き攪拌棒、PTFE被覆、長さ25 mm。



6.2013.010

クランプリング

1 PCS



直径10 mmの支持棒用。

6.2016.070

Support rod / 400 mm

1 PCS



6.2021.020

Electrode holder

1 PCS



6.2023.020

Clip for SGJ 14/15

1 PCS



6.2709.070

Guiding sleeve

1 PCS



6.6081.010

Eco Titrator用のUSBスティック

1 PCS

Eco Titrator用のデータ記憶媒体



6.1546.040

Eco Dosimat/Eco Titrator 用ピストンツール

1 PCS

ピストンの取り付けおよび取り外しのためのツール。



6.2164.010

卓上電源アダプタ 100 - 240 V/24 V DC

1 PCS

卓上電源アダプタ 915 KF Ti-Touch、916 Ti-Touch、
917 Coulometerおよび全てのEco Titratoren / Eco
Dosimat向け。


6.02712.000

Eco Dosimat / Eco Titrator のための保護カバー**1 PCS**

Eco Dosimat / Eco Titrator のディスプレイのための保護カバー。



オプションアクセサリ

2.142.0100

感熱式プリンタ Custom Q3X



以下の装置のためのUSBインターフェース付きコンパクトプリンター

- 900 Touch Control
- 915 KF Ti-Touch
- 916 Ti-Touch
- 917 Coulometer
- 877 / 848 Titrino plus
- 865 / 876 Dosimat plus
- 91X Meter (ケーブル6.2151.140)
- Eco Dosimat / Titrator
- 862 Compact Titrosampler
- 870 KF Titrino plus
- 899 Coulometer

用紙幅 60 mm (40 字)。USBケーブル 6.2151.120 付属。

6.03002.150

シリンダーユニット Eco 5 mL



Eco Dosimat / Eco Titrator のためのシリンダーユニット 5 mL。
ドージングチューブ、拡散防止ビュレットチップを含まない。

6.03002.210
**シリンダーユニット Eco 10
mL**

Eco Dosimat / Eco Titrator のためのシリンダーユニット 10 mL。
ドージングチューブ、拡散防止ビュレットチップを含まない。



6.03002.250
**シリンダーユニット Eco 50
mL**

Eco Dosimat / Eco Titrator のためのシリンダーユニット 50 mL。
ドージングチューブ、拡散防止ビュレットチップを含まない。



6.9001.050
**Custom Neos-N / Q3X 用の感
熱紙**

Custom Neos-N / Q3X 用の感熱紙 60 mm / 25 m。
新性能: 適切に保存した場合、25年の可読性。

1 ロール



2.143.0200

ドットインパクトプリンター

TX-900MH

