



IONIC Titrator KF

2.1040.6010

コンピューター並みの高性能！10 インチのディスプレイと大容量の内部データベースを備えた IONIC Titrator は、使いやすさとデータ処理の面で非常に便利な機能を提供します。スマートフォンやタブレットのように操作でき、数千もの測定を装置に直接保存できます。

内蔵のモバイル通信モジュールのおかげで、ローカルネットワークへの統合なしに、測定データを Metrohm の新しいクラウドデータストレージである Metrohm Data Service に直接アップロードできます。これにより、いつでもどこでもデータにアクセスできるようになります。

- pH、電位および温度測定
- 容量式カール フィッシャー滴定
- 最大 4 つの Dosino Module による滴定/吐出（250.000回の吐出ステップ）
- 小型プリンターまたはネットワークプリンターでのレポート印刷

オプションの滴定モードとさらなる機能強化：

- ファンクションライセンス IONIC ポテンショメータ滴定装置
- 法令遵守：21 CFR Part 11；EudraLex 第 4 巻、附属書 11
- 磁気ロッドスターラまたはロッドスターラを備えた 2 台目の滴定スタンドのオプション

– 最大 3 つのアナログまたはデジタル電極の使用

デジタルおよびアナログ電極インポート口がそれぞれ 1 つずつ、そしてマグネチックスターラが 1 つ搭載されたバージョン（左）。Dosino Module、10 mL ドージングユニット、二重 Pt リング電極を含む、容量式カールフischer滴定用のパッケージ式。ポンプなし。

納品範囲 2.1040.6010

Order Number	説明	数量
6.1546.030	エキストラクターロッド 807 Dosing Units または シリンダーユニット OMNIS の ピストン用。	1 PCS
		
6.3032.210	807 Dosing Unit 10 mL 807 Dosing Unit、10 mL ガラスシリンダーおよび遮光 機能付き統合型データチップ付き、ISO/DIN ガラスネジ 規格 GL 45 で試薬ボトルに取り付け可能。FEP チューブ 接続部、反拡散チップ。	1 PCS
		
1.1042.0010	Dosino Module (ケーブル 0.75 m) Dosino Module は、滴定や吐出、その他のリキッドハン ドリングタスクのために OMNIS 滴定システムに追加の インテリジェントビュレットを装備し、省スペースで拡 張するための高精度の駆動システムです。固定取付けさ れたケーブル付き (長さ0.75 m)。	1 PCS
		

6.05803.100

Measuring Interface Analog アップグレードキット 1 PCS

このアップグレードキットには、追加のアナログ測定インターフェースを後付けするために必要なすべてのコンポーネントが含まれています。



1.1040.0120

マグネチックスターラ 1 台付き IONIC Titrator 1 PCS

コンピューター並みの高性能！10 インチのディスプレイと大容量の内部データベースを備えた IONIC Titrator は、使いやすさとデータ処理の面で非常に便利な機能を提供します。スマートフォンやタブレットのように操作でき、数千もの測定を装置に直接保存できます。



6.05609.020

IONIC Titrator 用 KFT 付属品 1 PCS

IONIC Titrator を用いた容量式カールフischer滴定用の付属品セット一式



6.02164.020

電源装置 100 ~ 240 V/24 V DC 5 A 1 PCS

IONIC Titrator 用デスクトップ電源



6.6083.010

IONIC Titrator 用 USB スティック

1 PCS

この USB スティックには、サンプルメソッドやその他の文書が含まれています。



6.06009.110

ファンクションライセンス IONIC KF Titrator

1 PCS

IONIC カールフィッシャー滴定装置用ファンクションライセンス。以下の測定モードが含まれます：

- MEAS T/U/pH/pol/Upol
- カール フィッシャー 滴定 (KFT)



6.02712.010

IONIC Titratorのディスプレイのための保護カバー

1 PCS

保護カバーは、IONIC Titrator のディスプレイを偶発的な飛沫から保護します。



6.06009.028

ファンクションライセンス IONIC マグネチックスターラ (1x)

1 PCS

マグネチックスターラ稼働用ファンクションライセンス。ファンクションライセンスは、マグネチックスターラの稼働を許可するものです。IONIC Titratorで 2 台のマグネチックスターラを使用する場合は、2 つのライセンスを有効化する必要があります。



オプションアクセサリ

6.3032.120

807 Dosing Unit 2 mL



807 Dosing Unit、2 mL ガラスシリンダーおよび遮光機能付き統合型データチップ付き、ISO/DIN ガラスネジ規格 GL 45 で試薬ボトルに取り付け可能。FEP チューブ接続部、反拡散チップ。

6.3032.150

807 Dosing Unit 5 mL



807 Dosing Unit、5 mL ガラスシリンダーおよび遮光機能付き統合型データチップ付き、ISO/DIN ガラスネジ規格 GL 45 で試薬ボトルに取り付け可能。FEP チューブ接続部、反拡散チップ。

6.3032.210

807 Dosing Unit 10 mL



807 Dosing Unit、10 mL ガラスシリンダーおよび遮光機能付き統合型データチップ付き、ISO/DIN ガラスネジ規格 GL 45 で試薬ボトルに取り付け可能。FEP チューブ接続部、反拡散チップ。

6.3032.220

807 Dosing Unit 20 mL



807 Dosing Unit、20 mL ガラスシリンダーおよび遮光機能付き統合型データチップ付き、ISO/DIN ガラスネジ規格 GL 45 で試薬ボトルに取り付け可能。FEP チューブ接続部、反拡散チップ。

6.3032.250

807 Dosing Unit 50 mL



807 Dosing Unit、50 mL ガラスシリンダーおよび遮光機能付き統合型データチップ付き、ISO/DIN ガラスネジ規格 GL 45 で試薬ボトルに取り付け可能。FEP チューブ接続部、反拡散チップ。

6.2047.110

Holder for Polytron



6.2811.000

Molecular sieve



6.2811.010

モレキュラーシーブ (US)



モレキュラーシーブ。ボトル à 250 g、気孔径: 0.3 nm。湿度インジケーターなし。Rancimat およびカールフィッシャー装置向け。この製品は、米国に居住するすべてのユーザー向けです。この物質は、米国安全労働局（OSHA）の危険有害性周知基準（HCS）（29 CFR 1910.1200）により、危険物質に分類されています。

2.1029.0010

Solvent Pump



Solvent Pumpは、Eco Titrator / Eco KF Titrator / Eco Coulometerと組み合わせて使用され、試薬に直接触れることなく、溶媒の確実な添加や滴定容器内の含有量の吸引排出を行うことができます。

オプションの電源装置6.2164.010 を使用すれば、装置に依存しない使用も可能です。

2.1009.0010

OMNIS Solvent Module



OMNIS Solvent Moduleは、試薬に直接触れることなく、溶媒の確実な添加や滴定容器内の含有量の吸引排出を行うことができます。クロロホルム、クロロベンゼン、キシレン、および氷酢酸に対する耐性を備えた、改良された新しいバージョンです (OMNIS 4.4.1 以降が必要です)。OMNIS Software によるマニュアル操作または作動により、ユーザーのために最大限の使いやすさを実現します。付属品、溶媒、廃棄物ボトルが含まれます。

2.136.0100

Polytron PT 1300 D



Polytron PT 1300 D - Metrohm バージョン

OMNIS Software、tiamo™ または Touch Control による直接操作が可能なホモゲナイザー。

Polytron PT1300 D は制御装置と駆動システムから構成されています。駆動システムのカップリングシステムにより、余計なツールを使用することなくユニットを容易かつ迅速に交換することが可能です。

固体のサンプルを難なくすり潰すことができます。この装置は粘性を有するサンプルを均一に混ぜ合わせるのにも大変適しています。

2.142.0100

感熱式プリンタ Custom Q3X



以下の装置のためのUSBインターフェース付きコンパクトプリンター

- 900 Touch Control
- 915 KF Ti-Touch
- 916 Ti-Touch
- 917 Coulometer
- 877 / 848 Titrino plus
- 865 / 876 Dosimat plus
- 91X Meter (ケーブル6.2151.140)
- Eco Dosimat / Titrator
- 862 Compact Titrosampler
- 870 KF Titrino plus
- 899 Coulometer

用紙幅 60 mm (40 字)。USBケーブル 6.2151.120 付属。

2.143.0200

ドットインパクトプリンター

TX-900MH



6.05803.060

IONIC のマグネチックスターラ

用後付けキット

この後付けキットには、IONIC Titrator にマグネチックスターラを追加するために必要なすべてのコンポーネントが含まれています。

6.05803.080

**IONIC Titrator の 2 台目の滴定
スタンド用後付けキット**



この後付けキットには、IONIC Titrator に 2 つ目の滴定ステーションを追加するために必要なすべてのコンポーネントが含まれています。

6.05803.100

**Measuring Interface Analog
アップグレードキット**



このアップグレードキットには、追加のアナログ測定インターフェースを後付けするために必要なすべてのコンポーネントが含まれています。

6.05803.120

**デジタル測定インターフェース
アップグレードキット**



このアップグレードキットには、追加のデジタル測定インターフェースを後付けするために必要なすべてのコンポーネントが含まれています。