



OMNIS Sample Robot M - NIR

2.1074.0010

OMNIS Sample Robot M – NIR は、全自動分光法を直接開始できる製品です。このシステムには、直径 8 ～ 28 mm のバイアルを 231 個まで収容できるサンプルラック 3 つ分のスペースが設けられています。

OMNIS Sample Robot M - NIR は、液体の分析にも固形物の分析にも対応しています。

納品範囲 2.1074.0010

Qt.	Order no.	説明
1 PCS	1.1074.0010	OMNIS Sample Robot M - NIR

OMNIS Sample Robot M – NIR は、全自動分光法を直接開始できる製品です。このシステムには、直径 8 ～ 28 mm のバイアルを 231 個まで収容できるサンプルラック 3 つ分のスペースが設けられています。

OMNIS Sample Robot M - NIR は、液体の分析にも固形物の分析にも対応しています。




OMNIS Sample Robot M – NIR 用コマンドパラメータを使用するための
ファンクションライセンス。




オプションアクセサリ

Order no.	説明
6.02041.080	サンプルラック OMNIS 77 x 8mm



6.02041.090	サンプルラック OMNIS 77 x 15mm
-------------	-------------------------



6.02041.100	サンプルラック OMNIS 50 x 19mm
-------------	-------------------------



6.02041.110	サンプルラック OMNIS 50 x 22mm
-------------	-------------------------



