

733 IC Separation Center

2.733.0130

納品範囲 2.733.0130

Qt.	Order no.	説明	
1 PCS	6.1816.000	Silicone tubing 6 mm, 0.5 m	
1 PCS	6.1831.010	PEEK capillary 0.25 mm i.d. / 3 m	
1 PCS	6.2027.030	Column holder 8.5 mm	

1 PCS

6.2027.040

Column holder 11.3 mm



2 PCS

6.2744.010

Pressure screw 5x



1 PCS

6.2744.020

Luer/UNF coupling



2 PCS

6.2744.040

2 x UNF 10/32 coupling





オプションアクセサリ

Order no.	説明	
6.1825.220	PEEK sample loop 100 μ L	
6.1825.230	PEEK sample loop 10 μ L	
6.2057.010	Holder for dialysis cell	
6.2755.000	Tubing cartridge	

6.2831.000 Checking mirror



6.2832.000 MSM Rotor A



6.2832.010 MSMおよびMSM-LCのための接続ピース

インレットおよびアウトレット付き。MSM (Metrohm Suppressor Module) を有するすべてのIC装置用。
850、881、882、および883世代 (2017年以前製造) のProfessional IC装置における代替品として。



6.5904.030 ローター、6/2 インジェクタ

IC システムの 6/2 インジェクタ用ローター。



6.5904.050 内部ループを伴うインジェクタ 0.25 μ L
内部ループを伴うフラットプレートインジェクタ 0.25 μ L



6.5904.060 ローター (内部ループ、0.25 μ L)

4ポートフラットプレートインジェクタのためのローター
(6.5904.050)、内部ループ 0.25 μ L



6.5904.070 ローター (内部ループ、1.0 μ L)

4ポートフラットプレートインジェクタのためのローター
(6.9956.001)、内部ループ 1.0 μ L

