



780 pH Meter

2.780.0010

780pHメータは、pH、配電電圧、温度を測定する機能の他、自動攪拌制御、最大9種類のpHバッファで校正できるマルチ・ポイント・キャリブレーション、メソッドメモリ、多種の監視機能を提供します。GLPに準拠した自動pH電極テストにより、電極の客観的な判定が可能です。バックライト付きの大きなマルチライン・ディスプレイによって全体像を掴むことができ、個々の設定をすることが容易になります。双方向性のRS-232インターフェースにより、プリンターやパソコンへのデータ転送が可能となります。

納品範囲 2.780.0010

Order Number	説明	数量
1.780.0010	780 pH Meter 780pHメータ は、pH、配電電圧、温度を測定する機能の他、自動攪拌制御、最大9種類の pHバッファで校正できるマルチ・ポイント・キャリブレーション、メソッドメモリ、多種の監視機能を提供します。GLPに準拠した自動pH電極テストにより、電極の客観的な判定が可能です。バックライト付きの大きなマルチライン・ディスプレイによって全体像を掴むことができ、個々の設定をすることが容易になります。双方向性のRS-232インターフェースにより、プリンターやパソコンへのデータ転送が可能となります。	1 PCS
6.0258.600	Pt1000付きUnitrode pH 電極/滴定のためのPt1000温度センサー内蔵の複合pH電極。これは、特に以下の用途に適しています： – 困難なサンプル、粘性のあるサンプル、またはアルカリ性のサンプルにおけるpH測定および滴定 – 高温時 – 長期測定 固定グラウンドジョイントダイアフラムは汚れに対して耐性があります。 参照内部液: $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$、保存液で保存。 代替: $T > 80^\circ \text{C}$ での測定用参照内部液: イドロライト、イドロライトで保管。	1 PCS

6.2001.080

Support stand for pH Meter

1 PCS



6.2013.010

クランプリング

1 PCS



直径10 mmの支持棒用。

6.2016.070

Support rod / 400 mm

1 PCS



6.2021.020

Electrode holder

1 PCS



6.2104.600

Electrode cable for plug in head U/plug F, 2x2 mm B, 1m

1 PCS



6.2153.000

Power adapter 100-240 V / 12 V DC

1 PCS



6.2621.070

5 mm hex key for IC Sample Processors

1 PCS



6.2621.130

Hexagon key 2 mm

1 PCS



オプションアクセサリー

2.801.0010

801 Stirrer



2.802.0040

804 Ti Stand 用 802 Stirrer

プロペラスターラ 6.1909.010 を備えるロッドスターラ。



2.804.0010

**804 Ti Stand without stand
rod**



6.2134.110

**Cable RS-232 DB9 socket f –
DB9 plug**



6.2141.320

**Remote cable 869 Compact
Sample Changer to Remote
box MSB**



6.2148.010

Remote Box MSB



6.2307.230
pH 4、7、9の緩衝液

pH 4.00/7.00/9.00 (25 ° C) の混合緩衝液、単回使用用小袋入り、無色、1箱に10×30 mL×3袋入り



6.2325.000
pHit kit



6.2103.130
Adapter red 2 mm plug / 4 mm socket



6.2103.140
Adapter black 2 mm plug / B socket 4 mm

