



827 pH lab; 240 V, AUS with Unitrode

2.827.0217

納品範囲 2.827.0217

Qt.	Order no.	説明
1 PCS	6.2161.040	Plug-in power supply unit AUS 240V/6V DC



1 PCS

6.0258.600

Pt1000付きUnitrode

pH 電極/滴定のためのPt1000温度センサー内蔵の複合pH電極。これは、特に以下の用途に適しています:

- 困難なサンプル、粘性のあるサンプル、またはアルカリ性のサンプルにおけるpH測定および滴定
- 高温時
- 長期測定



固定グランドジョイントダイアフラムは汚れに対して耐性があります。

参照内部液: $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ 、保存液で保存。

代替: $T > 80^\circ \text{C}$ での測定用参照内部液: イドロライト、イドロライトで保管。

1 PCS

6.2013.010

クランプリング

直径10 mmの支持棒用。



1 PCS

6.2016.050

支持棒 / 300 mm



1 PCS

6.2021.020

Electrode holder



1 PCS

6.2104.600

Electrode cable for plug in head U/plug F, 2x2
mm B, 1m



1 PCS

6.2621.070

5 mm hex key for IC Sample Processors



オプションアクセサリ

Order no.	説明
6.2307.230	pH 4、7、9の緩衝液 pH 4.00/7.00/9.00 (25 ° C) の混合緩衝液、単回使用用小袋入り、無色、1箱に10×30 mL×3袋入り 
6.2325.000	pHit kit 