



Dosing Package

2.846.1010

納品範囲 2.846.1010

Qt.	Order no.	説明
1 PCS	1.846.0010	846 Dosing Interface

ドージングおよびリキッドハンドリングの作業のために、最高4つまで 800 ドジーノ 電動ビュレットまたは805 ドジマツト が接続できるUSB 接続可能な制御ユニット。操作にはタッチコントロール、 *tiamo*™、 MagIC Net、 viva、 797 VA コンピュートレースがインストールされた PCとの接続が必要です。




1 PCS 1.800.0030 800 Dosino (ケーブル長 1.5 m)

インテリジェントドージングユニットのための書き込み/読み取りハードウェア付き駆動部。固定取付けされたケーブル付き (長さ1.5 m)。



1 PCS 1.900.0010 900 Touch Control

タイランド用オペレーションユニット、USBサンプルプロセッサ、856導電率モジュール、867 pHモジュール、846 ドージングインターフェース。接触感度が高く、高解像度のカラーディスプレイ、メソッドへ直接アクセスするためのお気に入りメニューによる直管的な操作。インターネットに直接繋げるための内蔵式イーサネットインターフェース、USBプリンターまたはUSBメモリースティックと接続するためのUSBインターフェースを含む。ダイアログ言語: ドイツ語、英語、中国語、フランス語、スペイン語、ポルトガル語、ロシア語、韓国語、ポーランド語、イタリア語。




1 PCS 6.1546.030 エキストラクターロッド

807 Dosing Units または シリンダーユニット OMNIS のピストン用。



1 PCS 6.2061.010 Bottle holder for Dosinos



1 PCS

6.2065.000

Stacking frame for 846 Dosing Interface, 856
Conductivity Module, 867 pH Module

1 PCS

6.3032.220

807 Dosing Unit 20 mL

807 Dosing Unit、20 mL ガラスシリンダーおよび遮光機能付き統合型
データチップ付き、ISO/DIN ガラスネジ規格 GL 45 で試薬ボトルに取り
付け可能。FEP チューブ接続部、反拡散チップ。



1 PCS

6.6064.010

USB Memory Stick for 900 Touch Control

