



Salt Titrino plus

2.848.2010

塩分測定向けティトリーノプラス は多様なサンプルにおける塩分測定のためのパッケージをお客様に提供します。内容は、細部にまで説明がついた測定メソッドに加え、滴定のための付属品一式となっています。パッケージには滴定装置、マグネチックスターラー、銀ティトロード (Ag-Titrode)、硝酸銀を含む沈殿滴定のためのメンテナンス不要の電極が含まれています。

納品範囲 2.848.2010

Qt.	Order no.	説明
1 PCS	1.848.0010	848 Titrino plus

以下の滴定を行うコンパクトな自動滴定装置

- 当量点を自動で検出するダイナミック滴定 (DET)
- 当量点を自動で検出する等量滴下滴定 (MET)
- 終点設定滴定 (SET)



1 PCS

1.801.0010

801 Stirrer



1 PCS

6.1903.020

Stirring bar / 16 mm



1 PCS

6.1903.030

Stirring bar / 25 mm



1 PCS

6.2001.060

Support stand without support rod



1 PCS

6.2013.010

Clamping ring



1 PCS

6.2016.070

Support rod / 400 mm



1 PCS

6.2021.020

Electrode holder



1 PCS

6.2104.020

Electrode cable / 1 m / F



1 PCS

6.2147.000

USBテンキーパッド

Titrimo plus、Dosimat plus、862 Compact Titrator、869 Compact Sample Changer、863 Compact Autosampler、および 899 Coulometer用のUSBテンキーパッド。コネクタが2つ付いたUSBハブを含む。



1 PCS

6.2151.100

Adapter USB MINI (OTG) - USB A



1 PCS

6.2621.070

5 mm hex key for IC Sample Processors



1 PCS

6.2621.130

Hexagon key 2 mm



1 PCS

6.2723.310

Protective cover for Titrino plus



1 PCS

6.2739.010

Wrench



1 PCS

6.3026.220

Exchange Unit 20 mL



1 PCS

6.6061.010

Titrimo plus methods USB Stick



参照電極としての、pHガラスメンブランを含む複合銀リング電極。
このメンテナンスフリーの電極は、例えば以下のような一定したpH値
(滴定試薬硝酸銀)での沈殿滴定に適しています:

- 塩化物、臭化物、ヨウ化物
- 硫化物
- 硫化水素
- メルカプタン
- シアン化物

この電極は蒸留水で保管されます。

用途に応じて、注文可能な、コーティングされた (AgBr、AgClまたは
Ag₂Sコーティング) Ag Titrodeの使用を推奨しています。



オプションアクセサリ

Order no.	説明	
6.2141.230	Remote cable Compact Sample Changer/Compact Autosampler - Titrino plus/Pump Station	
6.2141.240	Remote cable Dosimat plus - Compact Sample Changer/Titrino plus	
6.2141.250	Remote cable Compact Sample Changer - Titrino	
6.2141.260	Remote cable Compact Sample Changer - Dosimat plus and Titrino plus	

6.2151.120 Cable USB MINI (OTG) - USB B, 1.8 m



6.3026.110 Exchange Unit 1 mL



6.3026.150 Exchange Unit 5 mL



6.3026.210 Exchange Unit 10 mL





2.142.0100 感熱式プリンタ Custom Q3X

以下の装置のためのUSBインターフェース付きコンパクトプリンター

- 900 Touch Control
- 915 KF Ti-Touch
- 916 Ti-Touch
- 917 Coulometer
- 877 / 848 Titrino plus
- 865 / 876 Dosimat plus
- 91X Meter (ケーブル6.2151.140)
- Eco Dosimat / Titrator
- 862 Compact Titrosampler
- 870 KF Titrino plus
- 899 Coulometer



用紙幅 60 mm (40 字)。USBケーブル 6.2151.120 付属。
