



Salt Titrino plus プリンター付き

2.848.2020

Salt Titrino plus は多様なサンプルにおける塩化物の分析のための完璧なパッケージをお客様に提供します。内容は、細部にまで説明がついた測定メソッドに加え、滴定のための付属品一式となっています。USB 感熱式プリンター Q3X を含みます。

納品範囲 2.848.2020

Qt.	Order no.	説明
1 PCS	1.848.0010	848 Titrino plus

以下の滴定を行うコンパクトな自動滴定装置

- 当量点を自動で検出するダイナミック滴定 (DET)
- 当量点を自動で検出する等量滴下滴定 (MET)
- 終点設定滴定 (SET)



1 PCS

1.801.0010

801 Stirrer



1 PCS

6.1903.020

攪拌棒 / 16 mm

磁性コア付き攪拌棒、PTFEコーティング、長さ16 mm



1 PCS

6.1903.030

攪拌棒 / 25 mm


磁性コア付き攪拌棒、PTFE被覆、長さ25 mm。



1 PCS

6.2001.060

Support stand without support rod



1 PCS

6.2013.010

クランプリング

直径10 mmの支持棒用。



1 PCS

6.2016.070

Support rod / 400 mm



1 PCS

6.2021.020

Electrode holder



1 PCS

6.2104.020

Electrode cable / 1 m / F



1 PCS 6.2147.000 USBテンキーパッド

Titrimo plus、Dosimat plus、862 Compact Titrator、869 Compact Sample Changer、863 Compact Autosampler、および 899 Coulometer用のUSBテンキーパッド。コネクタが2つ付いたUSBハブを含む。



1 PCS 6.2151.100 Adapter USB MINI (OTG) - USB A



1 PCS 6.2151.120 Cable USB MINI (OTG) - USB B, 1.8 m



1 PCS 6.2621.070 5 mm hex key for IC Sample Processors



1 PCS

6.2621.130

Hexagon key 2 mm



1 PCS

6.2723.310

Protective cover for Titrino plus



1 PCS

6.2739.010

Wrench



1 PCS

6.3026.220

Exchange Unit 20 mL





Custom Neos-N / Q3X 用の感熱紙 60 mm / 25 m。
新性能: 適切に保存した場合、25年の可読性。

1 ロール



以下の装置のためのUSBインターフェース付きコンパクトプリンター

- 900 Touch Control
- 915 KF Ti-Touch
- 916 Ti-Touch
- 917 Coulometer
- 877 / 848 Titrino plus
- 865 / 876 Dosimat plus
- 91X Meter
- Eco Dosimat / Titrator



用紙幅 60 mm (40 字)。USBケーブル 6.2151.120 付属。

参照電極としての、pHガラスメンブランを含む複合銀リング電極。
このメンテナンスフリーの電極は、例えば以下のような一定したpH値
(滴定試薬硝酸銀)での沈殿滴定に適しています:

- 塩化物、臭化物、ヨウ化物
- 硫化物
- 硫化水素
- メルカプタン
- シアン化物

この電極は蒸留水で保管されます。

用途に応じて、注文可能な、コーティングされた (AgBr、AgClまたは
Ag₂Sコーティング) Ag Titrodeの使用を推奨しています。

