




858 Professional Sample Processor for VA and CVS

2.858.0110

858 Professional Sample Processor for VA and CVSは、Professional VA/CSV装置および**viva**と共に「Cyclic Voltammetric Stripping: サイクリックボルタンメトリーストリッピング」(CVS) を使用して、ブライトナー（「Brightenern」）やサプレッサー（「Suppressoren」）など電気めっき浴における有機添加剤の大量のサンプルシリーズの完全自動処理を可能にします。システムは**viva**ソフトウェアによって直接制御され、多様な測定方法の中から、自動的にメソッドを変更することができます。一緒に納品されるサンプルラックには、サプレッサー測定用に最高11 mLのサンプルを56個、ブライトナー測定用に最高50 mLのサンプルを28個収容します。

858 Professional Sample Processor for VA and CVSでは、内蔵式ロボットアーム、ワークプレイス全体の組立のための付属品、サンプルラック、接続ケーブルも含めて納品されますが、洗浄機器は含まれません。

納品範囲 2.858.0110

Order Number	説明	数量
1.858.0020	858 Professional Sample Processor – Pump 858 プロフェッショナルサンプルプロセッサ - ポンプは、500 µLから500 mLまでのサンプルを処理します。サンプルは内蔵式双方向性の2チャンネルのペリスタリックポンプまたは800 ドジーノ電動ビュレットによって転送されます。	1 PCS
		
6.1803.020	PTFE capillary 0.97 mm i.d. / 5 m	1 PCS
		
6.1803.160	PTFE 製キャピラリー 0.75 mm 内径 / 3 m	1 PCS
		

6.1815.010

Spiral band 0.5 m


1 PCS



6.1826.020

PVC pump tubing (blue/blue)

2 PCS



6.1831.020

PEEK capillary 0.75 mm i.d., 22 cm

1 PCS



6.1835.050

PEEK sample tube

1 PCS



6.2041.450



サンプルラック、56 x 11 mL および 56 x 50 mL、(ポリ塩化ビニル製) 1 PCS

112 個のサンプル容器に適した 858 Professional Sample Processor、815 Robotic USB Sample Processor XLのためのサンプルラック。以下のサンプル容器を使用することができます: 6.2743.050、6.2747.010、6.2743.040、50 mL ザールシュテット サンプル瓶。

合成樹脂: ポリ塩化ビニル (PVC)

6.2151.000



Cable USB A – mini-DIN 8-pin

1 PCS

6.2621.080



キャピラリーカッター

1 PCS

カッターツール、合成樹脂製キャピラリーの簡単な切断用、1/16"および 1/8"、交換刃 5 枚込み。

6.2621.090



1/2 in. wrench

1 PCS

6.2621.100

3 mm hex key for IC Sample Processors

1 PCS



6.2621.130

Hexagon key 2 mm

1 PCS



6.2739.000

Wrench

1 PCS



6.2743.057

サンプル容器 11 mL

1 PCS



200 個。IC Sample Processors および VA Autosampler 用。

IC サンプル容器は、ヘルスケア用途のポリプロピレン（PP）樹脂製です。製造および包装は、無菌室およびクリーンルーム（DIN ISO 14644 に準拠したクリーンルームクラス 7）の条件下で行われます。これにより、汚染の発生を最小限に抑えることができます。サンプル容器には、溶出陰イオンと陽イオンに対してランダムにチェックが行われます。

6.2744.010

Pressure screw 5x

2 PCS



6.2744.060

Threaded stopper

2 PCS




6.2744.080

M6 thread / UNF 10/32 adapter

1 PCS




6.2744.160

Nozzle/UNF 10/32 coupling with security device 2 PCS


6.2744.290

T connector 3 × UNF 10/32 with holder

1 PCS



6.2747.010

Sample vessel 50 mL


4 PCS



6.2751.110

Safety shield

1 PCS



6.2846.000

ジルコニア製サンプルニードル


1 PCS

電圧電流法におけるサンプルプロセッサーおよびオートサンプラー用のサンプルニードル。



オプションアクセサリ

6.2041.780
サンプルラック 65 x 11 mL +
25 x 50 mL



11 mL サンプル容器入りのサンプル65個分 (6.2743.050) および
50 mL サンプル容器入りのサンプル25個分 (6.02743.030) のため
の複列サンプルラック

6.2041.770
サンプルラック 211 x 11mL



6.5339.620
装備: 807 Dosing Units、プロ
フェッショナル VA/CVS 機器用
ピペッティングシステム用



858 Professional Sample Processor を使用する全自動 CVS ピペッ
ティングシステム用付属品。807 Dosing Unit 5 mL および 50
mL、クリアガラス瓶 2 L、ピペッティングチューブ、洗浄ステー
ション、安全シールドおよびその他の付属品。Dosinos なし。