



869 Compact Sample Changer

2.869.0010

869 コンパクトサンプルチェンジャーにより、狭い空間でのティトリーノプラスアプリケーションの迅速かつ簡単に自動化できます。このサンプルチェンジャーは、少数の複数測定や小さなサンプルシリーズに適しています。計12のポジションにて異なる滴定を完全自動で行い、電極を洗浄、保管することができます。

大きく全体像の掴みやすいライブディスプレイによって、サンプルシリーズの直近のステータスを直接把握し、重要なサンプルはいかなるときでも優先的に分析することができます。

様々なメソッドテンプレートをベースとして、アプリケーション特有のメソッドを作成し、保存することができます。コンパクトサンプルチェンジャーとティトリーノプラス間のコミュニケーションは、追加の制御ボックスやパソコンを要すること無く、遠隔制御信号にて行われます。

納品範囲 2.869.0010

Qt.	Order no.	説明
-----	-----------	----

869 コンパクトサンプルチェンジャーにより、狭い空間でのティトリーノプラスアプリケーションの迅速かつ簡単に自動化できます。このサンプルチェンジャーは、少数の複数測定や小さなサンプルシリーズに適しています。計12のポジションにて異なる滴定を完全自動で行い、電極を洗浄、保管することができます。

大きく全体像の掴みやすいライブディスプレイによって、サンプルシリーズの直近のステータスを直接把握し、重要なサンプルはいかなるときでも優先的に分析することができます。

様々なメソッドテンプレートをベースとして、アプリケーション特有のメソッドを作成し、保存することができます。コンパクトサンプルチェンジャーとティトリーノプラス間のコミュニケーションは、追加の制御ボックスやパソコンを要すること無く、遠隔制御信号にて行われます。



プラスチック製 (ポリプロピレン、PP) サンプルビーカー 120 mL、サンプルラック 6.2041.470、6.2041.840、6.2041.850、6.2068.010、6.2068.020、6.2068.030 および 6.9920.141 に適合、250 個



2 PCS

6.1805.110

FEP tubing / M6 / 80 cm



1 PCS

6.1815.010

Spiral band 0.5 m



1 PCS

6.1909.050

Stirring propeller / 102 mm



1 PCS

6.2151.100

Adapter USB MINI (OTG) - USB A



1 PCS

6.2621.130

Hexagon key 2 mm



1 PCS


6.2621.140

Hexagon key 2.5 mm



オプションアクセサリ

Order no.	説明	
2.843.0020	843 Pump Station (membrane)	
2.843.0030	843 Pump Station (membrane) - rinse/aspirate for Compact Sample Changer	
2.843.0120	843 Pump Station (peristaltic)	
2.843.0130	843 Pump Station (peristaltic) - rinse/aspirate for Compact Sample Changer	



6.2141.260 Remote cable Compact Sample Changer - Dosimat plus and Titrino plus



6.2141.320 Remote cable 869 Compact Sample Changer to Remote box MSB



6.2147.000 USBテンキーパッド

Titrimo plus、Dosimat plus、862 Compact Titrosampler、869 Compact Sample Changer、863 Compact Autosampler、および 899 Coulometer用のUSBテンキーパッド。コネクタが2つ付いたUSBハブを含む。



6.2151.120 Cable USB MINI (OTG) - USB B, 1.8 m



6.2723.310

Protective cover for Titrino plus



6.5621.000

Rinsing/aspiration equipment for 869 Compact Sample changer
or 862 Compact Titrosampler

