



870 KF Titrino plus complete

2.870.1010

納品範囲 2.870.1010

Qt.	Order no.	説明
1 PCS	1.870.0010	870 KF Titrino plus

低価格の870 KFティトリノプラスは、容量法KF水分測定装置です。この装置により、個体、液体、気体のサンプルの微量なppmから100%までの水分を確実に精密に測定することができます。ルーチンユーザーに合わせて作られたユーザーインターフェースにより、870 KFティトリノプラスは操作も容易で、ごく短い時間で習熟することができます。また頑丈なので、この装置はルーチン測定には理想的な滴定装置です。滴定容器および電極は納品内容に含まれます。



1 PCS

1.803.0010

803 TI Stand with stirrer and pump



1 PCS

6.0338.100

容量滴定用ダブルPtワイヤ電極

カール フィッシャー容量滴定に用いられる指示電極。



1 PCS

6.1244.040

Set of seals



1 PCS

6.1403.040

KF Adsorber tube



1 PCS 6.1414.030 KF滴定容器上部 開口部5つ
カールフィッシャー容量滴定向け。



1 PCS 6.1415.220 Titration vessel / 20-90 mL



1 PCS 6.1415.250 Titration vessel / 50-150 mL



2 PCS 6.1446.040 Threaded stopper / M6



1 PCS

6.1446.060

Stopper / B-14/15 / M10



1 PCS

6.1446.090

Stopper / B-14/15 / M8



2 PCS

6.1448.010

Septum 12 mm, 5 pieces



1 PCS

6.1543.110

Dosing tip / M8 thread



1 PCS

6.1543.120

Aspiration tip / M8 thread



2 PCS

6.1602.105

Bottle attachment / GL 45 / green



1 PCS

6.1608.023

褐色ガラスボトル / 1000 mL / GL 45

交換ユニット用。補助溶液用ボトル。



1 PCS

6.1608.030

Round glass bottle / 1000 mL / GL 45



1 PCS

6.1609.010

Adsorber tube with tubing nipple



1 PCS

6.1623.000

ボトルキャップのオーバーフロー防止

廃棄物ボトル用ボトルキャップのオーバーフロー防止、吸引ポンプ使用時、廃棄物ボトルのオーバーフローを防ぎます



1 PCS

6.1801.120

PVC tubing / 4 mm / 6 mm / 2 m



2 PCS

6.1805.200

PTFE tubing / M8 / 0.5 m



1 PCS

6.1808.050

Tubing adapter olive / M8 outer



1 PCS

6.1819.030

Tube



1 PCS

6.1819.050

Tube



2 PCS

6.1903.020

Stirring bar / 16 mm



2 PCS

6.1903.030


Stirring bar / 25 mm



1 PCS

6.2001.060

Support stand without support rod



1 PCS

6.2013.010

Clamping ring



1 PCS

6.2016.070

Support rod / 400 mm





Titrimo plus、Dosimat plus、862 Compact Titrator、869 Compact Sample Changer、863 Compact Autosampler、および899 Coulometer用のUSBテンキーパッド。コネクタが2つ付いたUSBハブを含む。



1 PCS

6.2412.000

Weighing boats



1 PCS

6.2621.070

5 mm hex key for IC Sample Processors



1 PCS

6.2621.130

Hexagon key 2 mm



1 PCS

6.2723.310

Protective cover for Titrino plus



2 PCS

6.2730.010

Screw nipple



1 PCS

6.2730.020

Septum stopper



3 PCS

6.2730.030

Stopper



1 PCS

6.2739.000

Wrench



1 PCS

6.2739.010

Wrench



1 PCS

6.2811.000

Molecular sieve



1 PCS

6.3026.210

Exchange Unit 10 mL



オプションアクセサリ

Order no.	説明
2.142.0100	感熱式プリンタ Custom Q3X

以下の装置のためのUSBインターフェース付きコンパクトプリンター

- 900 Touch Control
- 915 KF Ti-Touch
- 916 Ti-Touch
- 917 Coulometer
- 877 / 848 Titrino plus
- 865 / 876 Dosimat plus
- 91X Meter (ケーブル6.2151.140)
- Eco Dosimat / Titrator
- 862 Compact Titrosampler
- 870 KF Titrino plus
- 899 Coulometer



用紙幅 60 mm (40 字)。USBケーブル 6.2151.120 付属。
