



889 IC Sample Center

2.889.0010

889 IC サンプルセンタは多くのサンプルを扱うことのできる丈夫なオートサンプラーであり、最新分析ラボの難度の高い作業に最適です。このサンプラーは高精度のサンプル注入のために、xyz式で分解能の高い注入制御により作業を行います。二本針システムにより、容器のキャップと隔壁を貫通させることが可能です。PEEK注入バルブが889 IC サンプルセンタのオートメーションシステムを補完します。使用できるサンプルがごく少量である場合に最適なソリューションです。

納品範囲 2.889.0010

Qt.	Order no.	説明
1 PCS	1.889.0010	889 IC Sample Center

889 IC サンプルセンタは多くのサンプルを扱うことのできる丈夫なオートサンプラーであり、最新分析ラボの難度の高い作業に最適です。このサンプラーは高精度のサンプル注入のために、xyz式で分解能の高い注入制御により作業を行います。二本針システムにより、容器のキャップと隔壁を貫通させることが可能です。PEEK注入バルブが889 IC サンプルセンタのオートメーションシステムを補完します。使用できるサンプルがごく少量である場合に最適なソリューションです。



1 PCS

6.1608.110

Wash bottle 250 mL to IC Sample Center



2 PCS

6.1807.010

Y-connector for tubing 6-9 mm i.d.



2 PCS

6.1816.070

シリコンチューブ 8/12 mm、1m

IC Sample Center 用



1 PCS

6.1831.010

PEEK capillary 0.25 mm i.d. / 3 m



2 PCS

6.2041.200

サンプルラック、48 x 11 mL、(アルミニウム製)

48 個のサンプル容器に適した889 IC Sample Center のためのサンプルラック。以下のサンプル容器を使用することができます:
6.2743.100、6.2743.107、6.2743.110、6.2743.117。

材質: アルミニウム (Al)



1 PCS

6.2151.020

Cable USB A - USB B 1.8 m



1 PCS

6.2744.010

Pressure screw 5x




1 PCS

6.2816.200

Air needle 80 mm, black



オプションアクセサリー

Order no.	説明	
6.1562.170	Tefzel transfer tubing 1000 µL	
6.1829.060	シリンジ用キャピラリーセット IC Sample Center用	
6.2816.210	キャピラリー付き針、15 µL IC Sample Center 用	
6.5333.000	IQ/OQ Kit for IC	

6.7303.100 ガラス製バイアル、1.8 ml、U 型、100 個

低容量分析アプリケーション向けに設計されたこの汎用 1.8 mL スナップリングバイアルを使用することで、サンプル回収率を最大化することができます。


数量: 100 個



6.7303.110 赤のセプタム付きスナップキャップ、100 個

11 mm バイアル用セプタム付きスナップキャップ。日常的なラボ分析において、信頼性の高い密封性能と幅広い化学的適合性を提供します。

数量: 100 個




6.2041.210 サンプルラック、12 x 6 mL、(アルミニウム製)

12 個のサンプル容器に適した 889 IC Sample Center のためのサンプルラック。以下のサンプル容器を使用することができます:
6.2419.000。

材質: アルミニウム (Al)



6.1448.050 Aluminum septum caps / 1000 pieces



6.2419.000 バイアル 6 mL、1000 個

バイアル、6 mL までのサンプル用、セプタム 6.1448.050 に適合、
1000 個



6.2621.110 Crimping tongs



6.2420.007 スクリューキャップバイアル8 mL、100個

スクリューキャップバイアル8 mL、6.1448.067のスクリューキャップ
に適合、100 個



6.1448.067 セプタム付きスクリューキャップ、100個。

セプタム付きスクリューキャップ、6.2420.007 の 8 mL バイアルに適
合、100個

