



電気伝導度測定セル $c = 0.1 \text{ cm}^{-1}$ Pt1000付き (固定式ケーブル、0.65 m)

6.00921.040

セル定数 $c = 0.1 \text{ cm}^{-1}$ (指針値) のステンレス製電気伝導度測定セル、内蔵型Pt1000温度センサーおよび OMNIS Measuring Module Conductivityとの接続のための固定式ケーブル (0.65 m) 付き。

このセンサーは、脱イオン水などでの低い電気伝導度の測定、または USP 645> に則した測定に適しています。

納品範囲 6.00921.040

Order Number	説明	数量
6.1236.050	Sleeve with SGJ 14/12 mm	1 Stk



オプションアクセサリ

6.2324.010

Conductivity standard 100
 $\mu\text{S}/\text{cm}$ 250 mL



6.2324.110

Conductivity standard 100
 $\mu\text{S}/\text{cm}$, 5 x 30 mL



6.02101.020

測定モジュール 電気伝導度

