



## サンプルラック OMNIS 48 x 11 mm

6.02041.520

OMNIS IC Autosampler 内の 48 x 11 mm 外径バイアルを保持するためのサンプルラック。サンプルラックの形状はバイアルのスペックに適合しており、自動サンプリング時の正確な位置決めと安定した取り扱いを確実にします。サンプルラックは AS/ASCOOL トレイにシームレスに取り付けることができます。

## オプションアクセサリ

6.2743.100

**PP 製バイアル、0.7 mL、U  
型、1000 個**



低容量分析アプリケーション向けに設計されたこの 0.7 mL バイアルを使用することで、サンプル回収率を最大化することができます。このバイアルは、デッドボリュームの少ないインサート設計が特色となっており、廃液を最小限に抑えながら、効率的にサンプルを抽出することを可能にします。

数量: 1000 個

6.2743.107

**PP 製バイアル、0.7 mL、U  
型、100 個**



低容量分析アプリケーション向けに設計されたこの 0.7 mL バイアルを使用することで、サンプル回収率を最大化することができます。このバイアルは、デッドボリュームの少ないインサート設計が特色となっており、廃液を最小限に抑えながら、効率的にサンプルを抽出することを可能にします。

数量: 100 個

6.2743.110

**PP 製バイアル、0.3 mL、V  
型、1000 個**



低容量分析アプリケーション向けに設計されたこの 0.3 mL バイアルを使用することで、サンプル回収率を最大化することができます。このバイアルは、デッドボリュームの少ないインサート設計が特色となっており、廃液を最小限に抑えながら、効率的にサンプルを抽出することを可能にします。

数量: 1000 個

**6.2743.117**  
**PP 製バイアル、0.3 mL、V**  
**型、100 個**




低容量分析アプリケーション向けに設計されたこの 0.3 mL バイアルを使用することで、サンプル回収率を最大化することができます。このバイアルは、デッドボリユームの少ないインサート設計が特色となっており、廃液を最小限に抑えながら、効率的にサンプルを抽出することを可能にします。

数量: 100 個

---

**6.2743.120**  
**赤/白のセプタム付きスナップ**  
**キャップ、1000 個**



11 mm バイアル用セプタム付きスナップキャップ。日常的なラボ分析において、信頼性の高い密封性能と幅広い化学的適合性を提供します

数量: 1000 個

---

**6.2743.127**  
**青のセプタム付きスナップ**  
**キャップ、100 個**



11 mm バイアル用セプタム付きスナップキャップ。日常的なラボ分析において、信頼性の高い密封性能と幅広い化学的適合性を提供します

数量: 100 個

6.7303.100  
ガラス製バイアル、1.8 ml、U  
型、100 個



低容量分析アプリケーション向けに設計されたこの汎用 1.8 mL スナップリングバイアルを使用することで、サンプル回収率を最大化することができます。

数量: 100 個

---

6.7303.110  
赤のセプタム付きスナップ  
キャップ、100 個



11 mm バイアル用セプタム付きスナップキャップ。日常的なラボ分析において、信頼性の高い密封性能と幅広い化学的適合性を提供します。

数量: 100 個