



付属品キット: ボトル OMNIS IC、PP、2 L

6.05000.010

試薬ボトルを Reagent Organizer / Reagent Organizer Liquid Control に取り付けるための OMNIS IC 付属品セット。

納品範囲 6.05000.010

Order Number	説明	数量
6.01602.100	ボトルキャップ GL 45, 2 x M6, UNF 10/32 溶離液、再生液、試薬、洗浄ボトル用ボトルキャップ GL 45、乾燥管および吸引チューブ用コネクタ付き。	1 PCS
		
6.01608.000	PP 製ボトル、2 L、GL 45 OMNIS Reagent Organizer 用に設計されたボトル 2 L (PP)、溶離液、再生液、試薬、洗浄溶液用の容量表示機能付き。	1 PCS
		
6.01834.010	フィルター付き FEP チューブ、0.27 m 6.01608.000 PP 製ボトル、2 L、GL 45 用の、粒子フィルター（気孔径 27 μm）が予め取り付けられた FEP 吸引チューブ。	1 PCS
		

6.02050.000

ボトルホルダー、RO**1 PCS**

OMNIS IC Reagent Organizer の溶離液ボトル PP 2 L 用
ボトルホルダー。



6.02050.010

ボトル固定具 RO**1 PCS**

OMNIS IC Reagent Organizer の溶離液ボトル PP 2 L 用
ボトル固定具。



オプションアクセサリ

6.05801.040

容量センサー、ROLC キット



OMNIS Reagent Organizer Liquid Controlに、追加の容量センサーを増設するためのアップグレードキット。

前提条件：

– 2.1056.1200 OMNIS Reagent Organizer Liquid Control

情報：本アップグレードは、認定された現地の Metrohm サービス担当者によってインストールされなければなりません。

2.1056.1200

**OMNIS Reagent Organizer
Liquid Control**



OMNIS Reagent Organizer Liquid Control は試薬オーガナイザーとして機能し、OMNIS IC System 装置内を照らします。さらに、ソフトウェアに統合されたリーク検出機能を提供します。

OMNIS Reagent Organizer Liquid Control は、常に OMNIS Extension Module の最上部あり、同時に OMNIS IC System の蓋になっています。OMNIS Reagent Organizer Liquid Control の排出口には、リークセンサーが設置されています。OMNIS Reagent Organizer Liquid Control に装備されている照明は、1 つ以上ドアが開くと OMNIS IC System の内部を照らします。

OMNIS Reagent Organizer Liquid Control にはボトル用のスペースが 6 本まであり、ボトルホルダーやボトル固定具、容量センサー、マグネチックスターラ、外部のキャニスターセンサーが付いた排液容器などの他の付属品を装備することができます。

6.02061.000

Reagent Organizer



OMNIS IC装置用試薬および溶離液ボトルオーガナイザー。