



サンプルラックインサート、54 x 75 mL、水浴用、(AI)

6.2041.900

54 個のサンプルビーカーに適した 815 Robotic USB Sample Processor XL、855 Robotic Titrosampler「Basic」のためのサンプルラックインサート。以下のサンプルビーカーの使用が可能です: 6.1432.210、6.1459.400。

材質: アルミニウム (AI)

オプションアクセサリ

Order no.	説明
6.1432.210	透明ガラス製サンプルビーカー 75 mL、1 個
	透明ガラス製サンプルビーカー 75 mL、サンプルラック 6.2041.340、6.2041.350、6.2041.800 および 6.2041.900 に適合、1 個



6.1462.050 Robotic arm with titration head for 786 Swing Head, left or right swinging



6.1462.150 Robotic arm with titration head and beaker sensor for 786 Swing Head, left or right-swinging



6.1459.400 プラスチック製 (PE) サンプルビーカー75 mL、144個

プラスチック製 (ポリエチレン、PE) サンプルビーカー 75 mL、サンプルラック6.2041.340、6.2041.350、6.2041.800および6.02041.040 OMNIS サンプルラックに適合、144個。



6.2840.000 Water bath for Robotic Sample Processors and Robotic Titrosampler



6.2711.070

Drip pan for 789/815/855

