



Accessory kit: Vario/Flex ONE

6.5000.010

納品範囲 6.5000.010

Qt.	Order no.	説明
1 PCS	6.02744.050	ルアーアダプター 内側/M6 外側



1 PCS 6.1602.160 溶離液および試薬のためのボトルキャップGL 45

溶離液ボトル、試薬ボトルおよび洗浄ボトル用、乾燥管および吸引チューブ用コネクタ付き。



1 PCS 6.1608.070 Eluent bottle / 2 L / GL 45



1 PCS 6.1609.000 Adsorbing tube, large and bent



1 PCS 6.1803.040 PTFE capillary 0.5 mm i.d. / 1 m



1 PCS

6.2023.020

Clip for SGJ 14/15



1 PCS

6.2744.014

Pressure screw 2x



1 PCS

6.2744.040

2 x UNF 10/32 coupling



1 PCS

6.2744.070

Pressure screw short



1 PCS

6.2744.090


Pressure screw long



1 PCS

6.2744.210

Tubing adapter for aspiration filter (ProfilC)



1 PCS

6.2816.020

Syringe 10 mL with Luer connection



1 PCS

6.2816.040

Purge tubing



1 PCS

6.2821.090

吸引フィルター

気孔径 27 μm 。5枚セット。吸引チューブ (6.1834.000, 6.01834.010) およびフィルターパイプ (6.1821.040, 6.1821.050)向け。



1 PCS

6.2821.130

Spare filter for inline filter

