



IC機器: ドージングユニット付きPCR

6.5330.400

納品範囲 6.5330.400

Order Number	説明	数量
6.1608.030	Round glass bottle / 1000 mL / GL 45	2 PCS
		
6.1805.110	FEP tubing / M6 / 80 cm	3 PCS
		
6.1619.000	807 Dosing Unit 用乾燥管	2 PCS
		

6.2744.010

Pressure screw 5x

1 PCS



6.2744.080

M6 thread / UNF 10/32 adapter

1 PCS



6.1819.100

FEP aspiration tubing to 2 L bottle

2 PCS



6.1602.160

溶離液および試薬のためのボトルキャップGL 45

2 PCS

溶離液ボトル、試薬ボトルおよび洗浄ボトル用、乾燥管
および吸引チューブ用コネクタ付き。



6.2744.200

Adapter UNF 10/32 outer / M6 inner

1 PCS



6.1624.000

Adapter SGJ 14 for 6.1619.XXX Adsorber tube

2 PCS



6.1831.030

PEEK capillary 0.75 mm i.d. / 3 m

1 PCS



6.2057.250

PCR のためのDosino ホルダー

1 PCS

PCR Dosino のための IC 装置のDosino ホルダー



6.3033.150

ドージングユニット PCR 5 mL

1 PCS

