



VA 測定および CVS 測定用 807 Dosing Unit 二台を搭載した装備

6.5339.500

VA システムおよび CVS システム拡張のための 2 つの補助溶液の付属品セット。807 Dosing Unit 2 mL 二台、100 mL の透明ガラスボトル二本、ボトル 2 本用ボトルホルダー、接続材料がそれぞれ含まれます。Dosinos なし。

納品範囲 6.5339.500

Order Number	説明	数量
6.1608.050	Drying bottle / 100 mL / GL 45	2 PCS
		
6.1618.060	Thread adapter GL 45 to GL 45	2 PCS
		
6.1805.530	FEP tubing / M6 / 2 m	2 PCS
		

6.1819.010

PTFE tube

2 PCS



6.2055.110

**ボトル2本 / Dosino のためのボトルホルダー、もしくは
はDosinoホルダー** 1 PCS

250 mL のボトル2本もしくは Dosino 2つのためのホル
ダー


6.3032.120

807 Dosing Unit 2 mL

2 PCS

807 Dosing Unit、2 mL ガラスシリンダーおよび遮光機
能付き統合型データチップ付き、ISO/DIN ガラスネジ規
格 GL 45 で試薬ボトルに取り付け可能。FEP チューブ接
続部、反拡散チップ。


オプションアクセサリ

2.800.0010

800 Dosino (ケーブル：1.5
m)

800 Dosino は、インテリジェントドージングユニット向けの読み書きハードウェアを搭載した駆動システムです。固定取付けされたケーブル付き (長さ1.5 m)。

