



装備: 807 Dosing Units、プロフェッショナル VA/CVS 機器用ピペッティングシステム用

6.5339.620

858 Professional Sample Processor を使用する全自動 CVS ピペッティングシステム用付属品。807 Dosing Unit 5 mL および 50 mL、クリアガラス瓶 2 L、ピペッティングチューブ、洗浄ステーション、安全シールドおよびその他の付属品。Dosinos なし。

納品範囲 6.5339.620

Order Number	説明	数量
6.1808.050	Tubing adapter olive / M8 outer	1 PCS
		
6.1805.120	FEP tubing / M6 / 100 cm	1 PCS
		
6.1823.010	Guide shaft to pipetting tubing	1 PCS
		

6.1456.210

Measuring vessel / 10-90 mL

1 PCS



6.1608.070

Eluent bottle / 2 L / GL 45

2 PCS



6.1805.530

FEP tubing / M6 / 2 m

3 PCS



6.1602.115

Bottle attachment / S 40 / green

1 PCS



6.2008.050


807 Dosing Unit 用保存容器ホルダー

2 PCS

ビュレットチップケース 6.2008.030 とともに使用する
と 807 Dosing Unit のビュレットチップ用のホルダーに
なります。

6.2244.020


Cards for intelligent Exchange Unit

1 PCS

6.1805.080


FEP tubing / M6 / 25 cm

1 PCS

6.1808.010


Coupling piece 2 X M6

1 PCS

6.1808.060

T connector / M6 inner

1 PCS



6.1819.080

Cannula for gas feeding

1 PCS



6.1829.080

吸引チューブ / M6 / 0.3 m

2 PCS



6.2841.110

Rinsing station for pipetting equipment

1 PCS



6.2744.200

Adapter UNF 10/32 outer / M6 inner

2 PCS



6.1462.270

**786 Swing Head 用トランスファーヘッド付きスイング
アーム、右旋回式** 1 PCS858 Professional Sample Processor VA および CVS に
よるピペッティングシステム用スイングアーム

6.1562.120

**Pipetting tubing / 10 mL with holder for sample
processors** 1 PCS

6.1580.150

807 Dosing Unit 5 mL、付属品なし

1 PCS



6.1580.250

807 Dosing Unit 50 mL、付属品なし

1 PCS



6.1811.010

Adapter for PTFE tubing/glass connecting piece

2 PCS




6.2622.040

位置決めプレート

1 PCS

858 Professional Sample Processor VA および CVS によるピペッティングシステム用位置決めプレート



6.2622.030

安全シールド付属品

1 PCS



6.2751.200

安全シールド

1 PCS

858 Professional Sample Processor VA および CVSによる
ピペッティングシステムのための安全シールド



オプションアクセサリ

2.800.0020

800 Dosino (ケーブル : 0.65
m)

インテリジェントドージングユニットのための書き込み/読み取り
ハードウェア付き駆動部。固定取付けされたケーブル付き (長さ
0.65 m)。

