



## 液体サンプルのためのNIRSトランスフレクションキット

6.7400.010

NIRS Liquid Sample Kit Transflectionにより、以下の装置における液体のトランスフレクション測定機能を拡張することができます:

- NIRS DS2500 Analyzer (注文番号: 2.922.0010)
- NIRS XDS MasterLab Analyzer (注文番号: 2.921.1310)
- NIRS XDS MultiVial Analyzer (注文番号: 2.921.1120)
- NIRS XDS RapidContent Analyzer (注文番号: 2.921.1110)
- NIRS XDS RapidContent Analyzer - Solids (注文番号: 2.921.1210)

## 納品範囲 6.7400.010

| Order Number | 説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 数量    |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 6.7401.000   | <b>NIRSトランスフレクション容器、オプティカルフラット</b><br>液体のスペクトル測定のためのオプティカルフラットのトランスフレクション容器。以下の装置との組み合わせが可能です:<br>– NIRS DS2500 Analyzer (注文番号: 2.922.0010)<br>– NIRS XDS MasterLab Analyzer (注文番号: 2.921.1310)<br>– NIRS XDS MultiVial Analyzer (注文番号: 2.921.1120)<br>– NIRS XDS RapidContent Analyzer (注文番号: 2.921.1110)<br>– NIRS XDS RapidContent Analyzer - Solids (注文番号: 2.921.1210) | 6 PCS |
| 6.7420.000   | <b>NIRS 金製リフレクター、全層厚1 mm</b><br>液体のトランスフレクション測定のための金製リフレクタ。以下の装置との組み合わせが可能です:<br>– NIRS DS2500 Analyzer (注文番号: 2.922.0010)<br>– NIRS XDS MasterLab Analyzer (注文番号: 2.921.1310)<br>– NIRS XDS MultiVial Analyzer (注文番号: 2.921.1120)<br>– NIRS XDS RapidContent Analyzer (注文番号: 2.921.1110)<br>– NIRS XDS RapidContent Analyzer - Solids (注文番号: 2.921.1210)                  | 1 PCS |

6.7420.010

**NIRS 金製リフレクター、全層厚2 mm**

1 PCS



液体のトランスフレクション測定のための金製リフレクター。以下の装置との組み合わせが可能です:

- NIRS DS2500 Analyzer (注文番号: 2.922.0010)
- NIRS XDS MasterLab Analyzer (注文番号: 2.921.1310)
- NIRS XDS MultiVial Analyzer (注文番号: 2.921.1120)
- NIRS XDS RapidContent Analyzer (注文番号: 2.921.1110)
- NIRS XDS RapidContent Analyzer - Solids (注文番号: 2.921.1210)

6.7420.020

**NIRS 金製リフレクター、全層厚4 mm**

1 PCS



液体のトランスフレクション測定のための金製リフレクター。以下の装置との組み合わせが可能です:

- NIRS DS2500 Analyzer (注文番号: 2.922.0010)
- NIRS XDS MasterLab Analyzer (注文番号: 2.921.1310)
- NIRS XDS MultiVial Analyzer (注文番号: 2.921.1120)
- NIRS XDS RapidContent Analyzer (注文番号: 2.921.1110)
- NIRS XDS RapidContent Analyzer - Solids (注文番号: 2.921.1210)