

733 IC Separation Center

2.733.0120

733 IC Separation Center with two injectors

Scope of delivery 2.733.0120

Order Number	Description	Quantity
6.1816.000	硅酮管，6毫米，0.5米 排液管，IC分离中心机箱	1 PCS
		
6.1831.010	PEEK 毛细管，内径0.25 毫米 / 3 米 用于所有IC 元件。	1 PCS
		
6.2027.030	分离柱固定器，8.5 毫米 用于将分离柱安装在IC分析仪的柱箱中。	2 PCS
		

6.2027.040

**分离柱固定器，11.3毫米****2 PCS**

用于将分离柱安装在IC分析仪的柱箱中。

6.2744.010

**压力螺丝5x****2 PCS**

带UNF 10/32接口。用于IC仪器，在线英蓝渗析（连接PEEK毛细管）

6.2744.020

**Luer / UNF连接器****2 PCS**

用于IC分析仪

6.2744.040

**2x UNF 10/32连接器****4 PCS**

用于连接1/16英寸的毛细管。用在IC分析仪上

6.2816.020

注射器，10毫升，带Luer连接头。

2 PCS

用于许多种 IC 及 VA 应用



Optional accessories

6.1825.210
PEEK样品环, 20 μ L

用于进样阀, 带2只PEEK压力螺丝



6.2057.010
渗析池的固定器

用于IC柱箱中的渗析池



6.5904.030
转子, 6/2 进样器

离子色谱仪系统中适合 6/2 注射器的转子。



6.5904.050
注射器，内部回路 0.25 μL



平板注射器，内部回路 0.25 μL

6.5904.060
转子（内部回路，0.25 μL ）



4 端口平板注射器（6.5904.050）的转子，内部回路 0.25 μL

6.5904.070
转子（内部回路，1.0 μL ）



4 端口平板注射器（6.9956.001）的转子，内部回路 1.0 μL