

泵单元 772 «抽吸»

2.772.0020

蠕动泵可用于抽吸滴定溶液和悬浮液。「抽吸」版本型号包括用于抽吸的多种附件。该泵可通过 Relay Box 731 进行控制。适用于泵送溶剂。

Scope of delivery 2.772.0020

Order Number	Description	Quantity
6.1446.160	温度计塞子, B-14/15, 倾斜插入 (oblique insertion) 让6.1458.010滴定头的insert 呈倾斜状态。	1 PCS
		
6.1543.170	抽吸尖管/螺纹 M8 用于样品处理器的抽吸尖管。	1 PCS
		
6.1621.000	容器, 10升 用在自动系统中作为冲洗液或废液桶。	1 PCS
		

6.1805.510

PTFE（聚四氟乙烯）管 / M8 / 60 cm

1 PCS

带弯折保护。



6.1812.000

PTFE（聚四氟乙烯）管 4 mm / 6 mm / 4 m

1 PCS

用于冲洗，用在样品转换器和772型泵单元上



6.1820.050

适配器，M6 / 管接头

2 PCS

用于蠕动泵的泵管 6.1826.100。



6.1826.100

泵管 6.4 mm / 1 m

1 PCS

作为 772 Pump Unit 泵单元和 843 Pump Station（蠕动泵）中所用泵管的替代品。



6.1828.000

PVDF 螺纹接套

1 PCS

用于容器 6.1621.000。



6.2621.140

六角扳手 (Hexagon key) , 2.5毫米

1 PCS



Optional accessories

6.1826.160

氟橡胶泵管

用于蠕动泵。

