




786型摇摆头，带转移头，左侧

2.786.0010

机器人样品转换器（XL）的附加设备，用于将液体从较小的样品容器中转移/定量转移入样品盘上较大的滴定杯或转移入一只外部滴定池；该外部滴定池可位于工作站的左侧。

Scope of delivery 2.786.0010

Order Number	Description	Quantity
1.786.0010	786型摇摆头，带转移头，左侧 机器人样品转换器（XL）的附加设备，用于将液体从较小的样品容器中转移/定量转移入样品盘上较大的滴定杯或转移入一只外部滴定池；该外部滴定池可位于工作站的左侧。	1 PCS
		
6.1462.030	机器人臂，带移液型滴定头，用于786型摇摆头，向左摆动 用于液体操作的移液型机器人臂	1 PCS
		
6.1562.100	移液管 / 10 mL 用于全自动转移样品溶液的移液管。	1 PCS
		

6.2621.120

六角扳手 (Hexagon key) , 1.5毫米

1 PCS



6.1823.010

用于移液管的导杆

1 PCS



可安装在 Robotic Sample Processor 的移液摆臂上