



826 pH mobile, 帶 Primatrode

2.826.0020

便携式 pH 计，带 IrDA 接口，包括背带、电池和带 NTC 的 Primatrode 6.0228.020 (IP67)。

Scope of delivery 2.826.0020

Order Number	Description	Quantity
1.826.0010	826 pH mobile 便携式 pH 计，带 IrDA 接口，包括背带和电池。	1 PCS
		
6.2050.000	pH计的背带 用于704，826型pH计的背带。	1 PCS
		
6.2133.000	5号碱性电池，1.5V，4只 每套包含4节1.5伏的5号碱性电池。	1 PCS
		

6.2621.140

六角扳手 (Hexagon key) , 2.5毫米

1 PCS



Optional accessories

6.2307.230
缓冲溶液, pH 4, 7与9

混合缓冲液, pH 4.00/7.00/9.00 (25°C), 装于单次使用的小袋中, 无色, 盒装, 每盒3 x 10 x 30 毫升



6.2325.000
pHit kit

pH电极的维护套件该套件包括:- 50 mL 清洗液- 50 mL 3M KCl 溶液- 50 mL 储藏液- 2 储存容器- 使用说明

