



889 IC Sample Center Basic

2.889.0030

889 IC Sample Center Basic 是一款功能强大的高通量自动样品处理器，是应对现代化分析实验室挑战的优选设备。它依据 x-y-z 原理工作。双针系统可刺透容器盖和隔垫。

使用离子色谱仪系统中的蠕动泵，或者使用 800 Dosino 进行样品转移，比如使用智能 Partial-Loop 注射技术。

支持 MagIC Net 4.1 和以上版本。

Scope of delivery 2.889.0030

Order Number	Description	Quantity
6.1807.010	用于内径6-9毫米连接管的Y型连接器 连接器，用于废液管	2 PCS
		
6.1816.070	硅管 8/12 mm, 1m 用于 IC Sample Center	2 PCS
		
6.2041.200	样品架, 48 x 11 mL, (Al) 与 889 IC Sample Center 适配的样品架，用于 48 个样品容器。可使用以下样品容器：6.2743.100、6.2743.107、6.2743.110、6.2743.117。 材料：铝 (Al)	2 PCS
		

6.2151.020

电缆，USB A - USB B，1.8米

1 PCS

USB连接电缆



6.2743.107

PP 小管，0.7 ml，U 形底，100 个

1 PCS

使用专为低体积分析应用设计的 0.7 mL 小管，最大化样品回收率。该小管具有低死体积内插管设计，可高效提取样品并最大程度减少废弃物。

数量：100 个



6.2743.127

带蓝隔垫的卡扣帽，100 个

1 PCS

带隔垫的卡扣帽，用于 11 mm 小管。为常规实验室分析提供可靠的密封性和广泛的化学兼容性

数量：100 个



6.2744.010

压力螺丝5x

1 PCS

带UNF 10/32接口。用于IC仪器，在线英蓝渗析（连接PEEK毛细管）



Optional accessories

6.1448.057
铝隔膜盖 / 100片

包括密封铝箔。



6.1448.067
带隔垫的转锁，100 个

带隔垫的转锁，适用于 8 mL 样品瓶，6.2420.007，100 个



6.2041.210
样品架，12 x 6 mL, (Al)

与 889 IC Sample Center 适配的样品架，用于 12 个样品容器。可使用以下样品容器：6.2419.000。
材料：铝 (Al)



6.2419.007
样品瓶 6 mL, 100 件

样品瓶，用于最多 6 mL 样品，适用于隔垫 6.1448.057，100 件



6.2420.007
带螺纹的 8 mL 样品瓶, 100 个

带螺纹的 8 mL 样品瓶，适用于转锁 6.1448.067，100 个



6.2621.110
弯边钳

弯边钳，用于密封6 毫升的样品瓶。与774卡氏炉样品处理系统一起使用。



6.2743.100
PP 小管, 0.7 ml, U 形底,
1000 个

使用专为低体积分析应用设计的 0.7 mL 小管，最大化样品回收率。该小管具有低死体积内插管设计，可高效提取样品并最大程度减少废弃物。

数量：1000 个



6.2743.107

**PP 小管, 0.7 mL, U 形底,
100 个**



使用专为低体积分析应用设计的 0.7 mL 小管，最大化样品回收率。该小管具有低死体积内插管设计，可高效提取样品并最大程度减少废弃物。

数量：100 个

6.2743.110

**PP 小管, 0.3 mL, V 形底,
1000 个**



使用专为低体积分析应用设计的 0.3 mL 小管，最大化样品回收率。该小管具有低死体积内插管设计，可高效提取样品并最大程度减少废弃物。

数量：1000 个

6.2743.117


**PP 小管, 0.3 mL, V 形底,
100 个**



使用专为低体积分析应用设计的 0.3 mL 小管，最大化样品回收率。该小管具有低死体积内插管设计，可高效提取样品并最大程度减少废弃物。

数量：100 个

6.2743.120
带红/白隔垫的卡扣帽，1000
个



带隔垫的卡扣帽，用于 11 mm 小管。为常规实验室分析提供可靠的密封性和广泛的化学兼容性

数量：1000 个


6.7303.100
玻璃小管，1.8 ml，U 形底，
100 个



使用专为低体积分析应用设计的通用 1.8 mL 卡环小管，最大化样品回收率。

数量：100 个

6.7303.110
带红隔垫的卡扣帽，100 个



带隔垫的卡扣帽，用于 11 mm 小管。为常规实验室分析提供可靠的密封性和广泛的化学兼容性。

数量：100 个

6.05330.220

**离子色谱渗析装备：Full-Loop,
PP, 889 Basic**

离子色谱渗析装备包含用蠕动泵将样品从 889 IC Sample Center Basic 转移至离子色谱仪所需的所有配件。



6.2816.220

毛细管针，79 µL

用于 889 IC Sample Center Basic



6.05330.230

**离子色谱渗析装备：MiPT, 889
Basic**

用于安装 Dosino 以搭配 889 Basic (28890030 & 28890040)
进行局部回路进样的附件组

