



NIRS XDS Monochromator

2.921.0010

这款 NIRSystems 光谱仪的研发凝聚了 50 年的光谱技术经验。此项独特技术在高分辨率下改善了信噪比，并提高了精度和精密度。获得专利的单色仪和测量模块系统的模块化设计，使 NIRSystems 仪器成为可见光和近红外波长范围（400 - 2500 nm）内各类样品光谱测量的必备仪器。即使在运行期间，测量模块也可以轻松更换。这意味着用户在所有应用范围都可受益于其高度的灵活性。

Scope of delivery 2.921.0010

Order Number	Description	Quantity
1.921.0010	NIRS XDS 近红外单色仪 NIRSystems 光谱仪的研发过程倾注了光谱领域长达 50 年所积累的经验。这项独一无二的技术改善了高分辨率下的信噪比，增加了准确度并提高了精度。获取专利的单色仪和模块化结构的测量模块系统使 NIRSystems 仪器成为可见光和近红外波长范围（400 – 2500 nm）内所有可以想到的样品类型进行光谱测量时不可或缺的工具。该测量模块可以方便地更换，即使在运行过程中也毫无问题。由此用户可在所有应用领域中享受高度的灵活性。	1 PCS
6.7400.000	NIRS XDS 的附件包 NIRS XDS 实验室设备单色仪附件包	1 PCS

