



Metrosep Carb 2 - 100/2.0

6.01090.210

离子色谱柱 Metrosep Carb 2 - 100/2.0 是 Metrosep Carb 2 色谱柱的短微孔径款型，特别适合使用碱性淋洗液和脉冲安培检测来测定碳水化合物。该大容量阴离子交换柱基于苯乙烯/二乙烯基苯聚合物。它在 pH = 0 - 14 的范围内较稳定，可分离葡萄糖、果糖和蔗糖。此外还可用于分析某些糖醇和低聚糖。在 100 mm 款型的 Metrosep Carb 2 分离柱上可达到较短的分析时间。

因淋洗液流速较小，该柱特别适用于 IC-MS 联用。

Scope of delivery 6.01090.210

Order Number	Description	Quantity
6.2744.060	螺纹堵头	2 PCS



用于 UNF 10/32。堵头在离子色谱中可用来例如密封柱。

Optional accessories

6.01090.600

Metrosep Carb 2 Guard/2.0



微孔保护柱 Metrosep Carb 2 Guard/2.0 可有效去除污染，并由此保护用来分析的分离柱。该保护柱所选的设计型式使其不会对色谱分离造成影响。

6.01806.000

**PEEK (聚醚醚酮) 毛细管，
2000/0.18 mm**



6.1015.200

**Metrosep BO₃ Trap 1 - 100
/4.0**



Trap 柱用于清除淋洗液中的硼酸污染。Metrosep BO₃ Trap 1 - 100/4.0 主要用于使用氢氧化物淋洗液分析碳水化合物。

6.1015.300

Metrosep CO3 Trap 1 - 100

/4.0



Trap 柱用于清除氢氧化物淋洗液中的碳酸盐痕量。