



50 – 150 mL 滴定杯

6.01406.250

用于 6014050X0 滴定杯上部的带有螺旋塞的 50 – 150 mL 滴定杯。

Optional accessories

6.01405.010

OMNIS 滴定杯上部，用于容量式卡尔·费休滴定法

滴定杯上部，用于通过一个 OMNIS Titrator 滴定仪进行容量式卡尔·费休滴定法滴定。



6.01405.040

OMNIS 滴定杯上部，用于 Polytron 出品的滴定杯 601406XXX

滴定杯上部，用于通过一个带 Polytron 的 OMNIS Titrator 滴定仪进行容量式卡尔·费休滴定法滴定。



6.01405.000

OMNIS 滴定杯上部 5 x 标准磨口 14

滴定杯上部，含五个开孔 NS 14，用于 601406XX0 滴定杯附螺纹密封件。

