



## KF Dis-Cover 盖子，用于 120 mL 的 OMNIS 样品杯，16




6.02710.010

带密封件的盖子，用于在 OMNIS Sample Robot Pick&Place 系统中的样品杯 6.01400.200、6.01400.300 和 6.01400.303 中进行容量式卡尔·费休滴定法。

Scope of delivery 6.02710.010

| Order Number | Description                                                                    | Quantity |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 6.05700.170  | 密封的耗材套件，用于 KF Dis-Cover 盖子<br><b>6.02710.010</b><br>密封，用于更换盖子 6.02710.010，16 件 | 1 PCS    |



## Optional accessories

6.01400.200

**塑料样品杯 (PP) 120 mL, 20  
个**

塑料材质的样品杯（聚丙烯，PP）120 mL，适用于 OMNIS 样品架 602041030，20 个。



6.01400.300

**透明玻璃材质的样品杯 120  
mL, 20 个**

透明玻璃材质的样品杯 120 mL，适用于 OMNIS 样品架 602041030，20 个。



6.01400.303

**棕色玻璃材质的样品杯 120  
mL, 20 个**

棕色玻璃材质的样品杯 120 mL，适用于 OMNIS 样品架 602041030，20 个

