



离子色谱渗析装备：Full-Loop, PP, 889 Basic

6.05330.220

离子色谱渗析装备包含用蠕动泵将样品从 889 IC Sample Center Basic 转移至离子色谱仪所需的所有配件。

Scope of delivery 6.05330.220

Order Number	Description	Quantity
6.2744.070	压力螺丝（短） 较短的版本。带UNF 10/32接口。5件装。PEEK泵头的备用件。	1 PCS
		
6.1608.070	淋洗液瓶 / 2升 / GL 45	1 PCS
		
6.1803.030	PTFE 毛细管，内径 0.5 毫米 / 3 米 毛细管，用于在线渗析，用在渗析单元、渗析式IC样品处理器、IC液体处理渗析单元上	1 PCS
		

6.1826.360

泵管 LFL (白色/白色), 三个堵头

1 PCS

用于样品处理器



6.2744.034

2 个 Olive/UNF 10/32 三通

1 PCS

连接压力螺丝和泵管。2 个。用于带有蠕动泵的离子色谱仪。



6.1602.150

瓶盖 / GL 45 - 3 x UNF 10/32

1 PCS

用于 1/16 英寸毛细管接口连接。应用在 MSM 助溶剂以及万通在线渗析中。



6.1841.000

PEEK 移液毛细管 2 mL, 5 m

1 PCS

