



支架板，用于 912/913/914

6.2001.130

支架板，可将移动式 912/913/914 pH/Konduktometer 转换为一台实验室仪器。

Scope of delivery 6.2001.130

Order Number	Description	Quantity
6.2013.010	定位环 用于直径为 10 mm 的支架杆。	1 PCS
6.2016.050	支撑杆 / 300毫米	1 PCS
6.2021.020	电极架 电极架，可用于4只电极与2只滴定头	1 PCS

6.2621.070

内六角扳手，5 mm，用于 IC Sample Processor

1 PCS

