



样品架，48 x 11 mL，(Al)

6.2041.200

与 889 IC Sample Center 适配的样品架，用于 48 个样品容器。可使用以下样品容器：6.2743.100、6.2743.107、6.2743.110、6.2743.117。

材料：铝 (Al)

Optional accessories

6.2743.100

**PP 小管, 0.7 ml, U 形底,
1000 个**



使用专为低体积分析应用设计的 0.7 mL 小管，最大化样品回收率。该小管具有低死体积内插管设计，可高效提取样品并最大程度减少废弃物。

数量：1000 个

6.2743.107

**PP 小管, 0.7 ml, U 形底,
100 个**



使用专为低体积分析应用设计的 0.7 mL 小管，最大化样品回收率。该小管具有低死体积内插管设计，可高效提取样品并最大程度减少废弃物。

数量：100 个

6.2743.110

**PP 小管, 0.3 ml, V 形底,
1000 个**



使用专为低体积分析应用设计的 0.3 mL 小管，最大化样品回收率。该小管具有低死体积内插管设计，可高效提取样品并最大程度减少废弃物。

数量：1000 个

6.2743.117

**PP 小管, 0.3 mL, V 形底,
100 个**



使用专为低体积分析应用设计的 0.3 mL 小管，最大化样品回收率。该小管具有低死体积内插管设计，可高效提取样品并最大程度减少废弃物。

数量：100 个

6.7303.100

**玻璃小管, 1.8 mL, U 形底,
100 个**




使用专为低体积分析应用设计的通用 1.8 mL 卡环小管，最大化样品回收率。

数量：100 个

6.7303.110

带红隔垫的卡扣帽, 100 个




带隔垫的卡扣帽，用于 11 mm 小管。为常规实验室分析提供可靠的密封性和广泛的化学兼容性。

数量：100 个

6.2743.120

**带红/白隔垫的卡扣帽，1000
个**



带隔垫的卡扣帽，用于 11 mm 小管。为常规实验室分析提供可靠的密封性和广泛的化学兼容性

数量：1000 个

6.2743.127

带蓝隔垫的卡扣帽，100 个



带隔垫的卡扣帽，用于 11 mm 小管。为常规实验室分析提供可靠的密封性和广泛的化学兼容性

数量：100 个