



样品架，12 x 250 mL，（聚氯乙烯）

6.2041.310

与 810 Sample Processor、814 USB Sample Processor、855 Robotic Titrator "Light" 适配的样品架，用于 12 个样品杯。可使用以下样品杯：6.1432.320、6.1432.323、6.1453.220、6.1453.250。

塑料：聚氯乙烯 (PVC)

Optional accessories

6.1432.320
透明玻璃材质的样品杯 250
mL, 1 个



透明玻璃材质的样品杯 250 mL, 适用于样品架 6.2041.310、
6.2041.400、6.2041.430、6.2041.510、6.2041.820、
6.2068.020 和 6.2068.030, 1 个

6.1432.323
棕色玻璃材质的样品杯 250
mL, 1 个



棕色玻璃材质的样品杯 250 mL, 适用于样品架 6.2041.310、
6.2041.400、6.2041.430、6.2041.510、6.2041.820、
6.2068.020 和 6.2068.030, 1 个

6.1453.220
塑料材质的样品杯 (PP) 200
mL, 1 个



塑料材质的样品杯 (聚丙烯, PP) 200 mL, 适用于样品架
6.2041.310、6.2041.400、6.2041.430、6.2041.510、
6.2041.820、6.2068.020 和 6.2068.030, 1 个

6.1453.250

**塑料材质的样品杯 (PP) 250
mL, 1 个**



塑料材质的样品杯（聚丙烯，PP）250 mL，适用于样品架
6.2041.310、6.2041.400、6.2041.430、6.2041.510、
6.2041.820、6.2068.020 和 6.2068.030，1 个

6.1458.010

**滴定头，6 x SGJ 14 和 3 x SGJ
9 开孔**



带 6xSGJ14 和 3x SGJ9 开孔。