



样品架，160 x 6 mL，（聚氯乙烯）

6.2041.710

与 815 Robotic Sample Processor、855 Robotic Titrator "Basic" 适配的样品架，用于 160 个样品容器。可使用以下样品容器：6.2419.000。

塑料：聚氯乙烯 (PVC)

Optional accessories

6.1448.050
铝隔膜盖 / 1000片

包括铝密封铝箔。



6.1462.030
机器人臂，带移液型滴定头，用
于786型摇摆头，向左摆动

用于液体操作的移液型机器人臂



6.1462.040
机器人臂，带移液型滴定头，用
于786型摇摆头，向右摆动

用于液体操作的移液型机器人臂



6.1462.090

机器人臂，带Luer锁连接器，用于786型摇摆头，向右摆动

用于液体操作的移液型机器人臂



6.2419.000

样品瓶 6 mL，1000 件

样品瓶，用于最多 6 mL 样品，适用于隔垫 6.1448.050，1000 件

