



样品架嵌件，54 x 75 mL，用于水浴，(AI)

6.2041.900

与 815 Robotic USB Sample Processor XL、855 Robotic Titrator «Basic» 适配的样品架嵌件，用于 54 个样品杯。可使用以下样品杯：6.1432.210、6.1459.400。

材料：铝 (Al)

Optional accessories

6.1432.210
透明玻璃材质的样品杯 75 mL,
1 个



透明玻璃材质的样品杯 75 mL, 适用于样品架 6.2041.340、
6.2041.350、6.2041.800 和 6.2041.900, 1 个

6.1462.050
机器人臂, 带滴定头, 用于786
型摇摆头, 向左或向右摆动



滴定头, 用于摇摆头

6.1462.150
带滴定头和样品杯传感器的摆
臂, 用于 786 Swing Head,
可左摆或右摆



带样品杯传感器的滴定头, 用于 786 Swing Head, 2 x M10,
1 x SGJ 14.5, 2 x 滴定管头

6.1459.400

**塑料材质的样品杯（PE） 75
mL， 144 个**



塑料材质的样品杯（聚乙烯，PE） 75 mL，适用于样品架
6.2041.340， 6.2041.350， 6.2041.800 和 6.02041.040
OMNIS 样品架， 144 个。

6.2840.000

**水浴装置，用于机器人样品处理
器和Robotic Titrator.**



带水浴的样品盘，用于机器人样品处理器和Titrator.

6.2711.070

液滴盘，用于789/815/855



液滴盘，用于789， 815以及855机器人样品处理系统XL