




样品架，20 x 120 mL，（聚丙烯）

6.2068.010

与 864 Balance Sample Processor 适配的样品架，用于 20 个样品杯。可使用以下样品杯：6.1459.300。

塑料：聚丙烯 (PP)

Optional accessories

6.1459.300
**塑料材质的样品杯 (PP) 120
mL, 250 个**



塑料材质的样品杯（聚丙烯，PP）120 mL，适用于样品架
6.2041.470、6.2041.840、6.2041.850、6.2068.010、
6.2068.020、6.2068.030 和 6.9920.141，250 个

6.1562.240
滴定管头 1-10 mL (200 个)



用于 864 Robotic Balance Sample Processor 的 Eppendorf
移液吸头

6.2067.100
用于样品架 6.2068.010 的秤盘



该秤盘设计用于 120 mL PP 样品杯（6.1459.300），可用在
864 Balance Sample Processor 的样品架上。