



再生纤维素过滤膜，0.45 μm ，50 件

6.2714.050

公称孔径大小：0.45 μm 。每套 50 件。用于英蓝超滤。

Optional accessories

6.02729.110

超滤池 2



用于搭配 858 Professional Sample Processor / 919 IC Autosampler plus 对样本进行英蓝超滤。可选择用来替代用喷射附加过滤器进行费事的手动过滤。

6.05330.010

离子色谱仪：英蓝超滤 2 - 拉模式



附件组，用于英蓝超滤 2 - 拉模式。用于搭配 858 Professional Sample Processor / 919 IC Autosampler plus 使用。

6.05330.110

离子色谱仪：英蓝超滤 2 - 推模式



附件组，用于英蓝超滤 2 - 推模式。用于搭配 858 Professional Sample Processor / 919 IC Autosampler plus 使用。建议用来和英蓝稀释搭配 (MIDT) 使用的套装。

6.05330.210

**离子色谱渗析装备：英蓝超滤 2
- MiPT**

附件组，用于组合英蓝超滤 2 和 MiPT。与 858 Professional Sample Processor 一同使用。



6.2831.010

塑料镊子

用于渗析膜与过滤膜

