



水浴装置，用于机器人样品处理器和Robotic Titrator.

6.2840.000

带水浴的样品盘，用于机器人样品处理器和Titrator.

Scope of delivery 6.2840.000

Order Number	Description	Quantity
6.1801.130	PVC 管 / 8 毫米 / 12 毫米 / 2 米	2 PCS



Optional accessories

6.2041.900

**样品架嵌件，54 x 75 mL，用于
水浴，(Al)**



与 815 Robotic USB Sample Processor XL、855 Robotic Titrosampler «Basic» 适配的样品架嵌件，用于 54 个样品杯。
可使用以下样品杯：6.1432.210、6.1459.400。

材料：铝 (Al)

6.2058.030

**摇摆头延长板，10毫米，用于样
品处理器**



摇摆头延长板，用于水浴样品盘。