



10毫升的交换单元

6.3026.210

交换单元内置数据芯片，10毫升玻璃计量管和避光保护壳。 PCTFE/PTFE平面旋塞阀（stopcock），FEP连接管，防扩散滴定头，及标准琥珀色玻璃试剂瓶

Scope of delivery 6.3026.210

Order Number	Description	Quantity
6.1543.060	滴定管头 / 螺纹 M6	1 PCS



滴定管头，螺纹 M6。与毛细管 6.1805.160 和可移动球塞 6.1446.030 一同组成整套的计量管头 6.1537.010。

Optional accessories

6.1563.040


恒温夹套，用于806型 交换单元

用于6.3026.XXX 交换单元



6.1576.210

交换单元底板/10毫升



6.1608.030

试剂瓶 / 1000毫升 / GL 45



6.1608.040

试剂瓶 / 1000毫升 / GL 45

通向交换单元。MSM的再生溶液瓶。

