



Metrosep Amino Acids 1 - 100/4.0

6.4001.410

分离柱用于在 120 ° C 下使用茚三酮进行柱后反应后，借助 UV/VIS 检测测定氨基酸。Metrosep Amino Acids 1 - 100/4.0 是用于氨基酸的标准分离柱。该柱基于一种磺化的聚苯乙烯/二乙烯苯材料。在使用茚三酮进行柱后反应后，借助光度检测来测定氨基酸。

Metrosep Amino Acids 1 - 100/4.0 可分离多达 44 种氨基酸，包括所有在研究和实践中的所有天然氨基酸。

Scope of delivery 6.4001.410

Order Number	Description	Quantity
6.2744.060	螺纹堵头	2 PCS



用于 UNF 10/32。堵头在离子色谱中可用来例如密封柱。

Optional accessories

6.1011.030

Metrosep RP 2 Guard/3.5



Metrosep RP 2 Guard/3.5 是一款多功能保护柱，能够可靠地保护分析用分离柱不受污染。可以安全清除小颗粒、氧化铁痕量或细菌。Metrosep RP 2 Guard/3.5 有助于节省费用，因其仅需简单几步操作即可更换过滤片。

6.1011.040

Metrosep RP 3 Guard HC/4.0



Metrosep RP 3 Guard HC/4.0 是一款多功能保护柱，能够可靠地保护分析用分离柱不受污染。可以安全清除亲脂有机污染物、小颗粒、氧化铁痕量或细菌。该保护柱以一种聚合物材料为基础，由于具有更大的包装体积，故此比 Metrosep RP 2Guard/3.5 的容量高很多。其可以在整个 pH 范围内使用。

6.1011.130

RP 2 保护装置替换滤芯，10片

