



用于离子色谱的 IQ/OQ 套件

6.5333.000

用于离子色谱的 IQ/OQ 套件包括了离子色谱中的 IQ/OQ 需要的所有部件和标准溶液。

Scope of delivery 6.5333.000

Order Number	Description	Quantity
6.1803.050	PTFE 毛细管, 内径 0.5 毫米 / 20 厘米 毛细管, 用于在线渗析及过滤, 用在渗析单元及过滤式IC样品处理器上	1 PCS
		
6.1831.170	OQ毛细管 PEEK毛细管, 用于专业型IC分析仪的OQ规程	1 PCS
		
6.2322.030	离子色谱 OQ 标准溶液 用于离子色谱的 IQ/OQ 套件 (6.5333.000)。无法单独订购。	1 PCS
		

6.2744.040

2x UNF 10/32连接器

1 PCS



用于连接1/16英寸的毛细管。用在IC分析仪上

6.2744.060

螺纹堵头

1 PCS



用于 UNF 10/32。堵头在离子色谱中可用来例如密封柱。

6.2744.070

压力螺丝（短）

1 PCS



较短的版本。带UNF 10/32接口。5件装。PEEK泵头的备用件。