



有两个 807 Dosing Unit 的装备，适用于 VA 和 CVS 测量

6.5339.500

2 种辅助溶液的配件包，用于扩展 VA 或 CVS 系统。包含两个 807 Dosing Unit 2 mL、两个透明玻璃瓶 100 mL，用于 2 个瓶子的瓶架和连接材料。无 Dosino。

Scope of delivery 6.5339.500

Order Number	Description	Quantity
6.1608.050	卡氏炉干燥瓶 / 100毫升 / GL 45	2 PCS
		
6.1618.060	螺纹转接头 / GL 45 转 GL 45 螺纹转接头 (GL 45 转 GL 45) ; 主要用于带有升高法兰的试剂瓶	2 PCS
		
6.1805.530	FEP管 / M6 / 2米 带光照保护和扭折保护	2 PCS
		

6.1819.010

聚四氟乙烯管

2 PCS



作为 VA Stand 的洗气瓶的气体入口

6.2055.110

用于 2 个瓶子 / Dosino 的瓶支架或 Dosino 支架

1 PCS



用于 2 个 250 mL 瓶子或者 2 个 Dosino 的支架

6.3032.120

807 Dosing Unit 2 mL

2 PCS



807 Dosing Unit, 带内置的数据芯片, 2 mL 玻璃计量筒和遮光罩, 可安装在有 ISO/ DIN 玻璃螺纹 GL 45 的试剂瓶上。FEP 管路连接、防扩散滴管头。

Optional accessories

2.800.0010

800 Dosino (电缆 1.5 m)

800 Dosino 是一种带有智能型配液单元读写硬件的驱动装置。
配有固定安装的电缆（长度 1.5 m）。

