



有两个 807 Dosing Unit (2 + 50 mL) 的装备，适用于 CVS 测量

6.5339.520

2 种辅助溶液的配件包，用于扩展 CVS 系统。包含 807 Dosing Unit 2 mL 和 50 mL 各一个、透明玻璃瓶分别为 100 mL 和 2 L，用于 2 个瓶子的瓶架和连接材料。无 Dosinos。

Scope of delivery 6.5339.520

Order Number	Description	Quantity
6.1805.120	FEP管 / M6 / 100厘米 带光照保护和扭折保护	1 PCS
		
6.1608.070	淋洗液瓶 / 2升 / GL 45	1 PCS
		
6.1805.530	FEP管 / M6 / 2米 带光照保护和扭折保护	2 PCS
		

6.1819.010

聚四氟乙烯管

2 PCS



作为 VA Stand 的洗气瓶的气体入口

6.2008.050

807 Dosing Unit 的存放容器支架

1 PCS



与滴管头支架 6.2008.030 一起构成 807 Dosing Unit 上
滴定管头的支架。

6.1608.050

卡氏炉干燥瓶 / 100毫升 / GL 45

1 PCS



6.1829.080

吸液管 / M6 / 0.3 m

1 PCS



6.1618.060

螺纹转接头 / GL 45 转 GL 45

1 PCS



螺纹转接头 (GL 45 转 GL 45) ; 主要用于带有升高法兰的试剂瓶

6.3032.120

807 Dosing Unit 2 mL

1 PCS



807 Dosing Unit, 带内置的数据芯片, 2 mL 玻璃计量筒和遮光罩, 可安装在有 ISO/ DIN 玻璃螺纹 GL 45 的试剂瓶上。FEP 管路连接、防扩散滴管头。

6.1580.250

807 Dosing Unit 50 mL, 无附件

1 PCS



807 Dosing Unit, 带内置的数据芯片, 50 mL 玻璃计量筒和遮光罩, 可安装在有 ISO/ DIN 玻璃螺纹 GL 45 的试剂瓶上。

Optional accessories

2.800.0020

800 Dosino (电缆 0.65 m)

以用于智能配液单元的读写硬件来驱动。配有固定安装的电缆（长度 0.65 m）。

