



移液装备 0.5...2 mL，用于 789/815

6.5619.000

在 Robotic Sample Processor 上用于转移 0.5 至 2.0 mL 溶液的整套装备。

Scope of delivery 6.5619.000

Order Number	Description	Quantity
6.1446.180	塞子, PTFE, SGJ 29, 用于移液套件 塞子, 用于在外部滴定杯中进行滴定及容量法卡尔费休滴定时用	1 PCS
		
6.1448.000	带垫片的塞子 (Septum stopper) B-14/15 Inkl. Septum 6.1448.010 und O-Ring E.301.0004.	1 PCS
		
6.1448.020	垫片, 16毫米, 5片 每套5件。	2 PCS
		

6.1462.090

机器人臂，带Luer锁连接器，用于786型摇摆头，向右摆动 1 PCS

用于液体操作的移液型机器人臂



6.1464.320

KF 滴定杯 / 80-250 mL / 库仑法

1 PCS



6.1562.110

移液软管 / 2 毫升

1 PCS

移液软管，用于液体转移



6.1608.090

试剂瓶 / 250毫升 / GL 45


1 PCS



6.2001.100

基板（Base plate），液体转移套件

1 PCS



基板（Base plate），用于液体转移套件，用在机器人样品处理器（XL）上

6.2013.010

定位环

1 PCS



用于直径为 10 mm 的支架杆。

6.2701.040

螺纹密封件 GL 18，带孔

1 PCS



材质为 PBT。带用于隔垫 6.1448.020 的孔。用于无隔膜滴定杯 6.5405.000 和滴定管 6.1464.32X 及 6.1465.320。

6.2751.120

至 789/815 转移套件的安全盖板

1 PCS



用于样品处理器（带 786 Swing Head 和转移套件）的安全盖板。

6.2816.100

穿刺针，带出口

1 PCS

带luer锁，用于传输设备6.5619.000.



6.2055.110

用于 2 个瓶子 / Dosino 的瓶支架或 Dosino 支架

1 PCS

用于 2 个 250 mL 瓶子或者 2 个 Dosino 的支架

