



样品架 25 x 60 mL + 10 x 125 mL

6.9920.255

多排样品架，用于 60 mL 单位 Corning®-细胞培养烧瓶中的 25 个样品，以及 125 mL 单位的 PE 瓶中的 10 个样品 (6.1627.000)。痕量分析专用样品架，例如：发电厂。

Optional accessories

6.1627.000

PE 聚乙烯瓶，125 mL，用于离子色谱



该瓶用于全自动稀释过程。

6.1627.100

带隔垫的螺盖，痕量分析



由于因隔垫导致的污染可忽略不计，因此隔垫旋转扣环适用于痕量分析。适合长时间保持标准。PE 瓶用隔垫旋转扣环，125 mL (6.1627.000) 和 PE 瓶，50 mL (6.1608.100)。

6.2072.000

瓶适配器，用于 6.1627.000 至 6.2041.440



使用此瓶适配器可将 125 mL 的 PE 聚乙烯瓶置放在 148 x 11 mL + 3 x 300 mL 的样品盘上 (6.2041.440)。

6.2624.200

钢制样品针，有涂层



类似还有氧化锆制的样品针。特别适用于带隔垫的容器。采用了特殊涂层，无金属。安装在 Sample Processor 上时需要 1/16 英寸针架（6.2833.010）。