

Metrohm

People You Can Trust

Data Integrity na prática: compliance com OMNIS

Resumo técnico da palestra

METROHM
PHARMA DAY

MATERIAL COMERCIAL
TITULAÇÃO

O que você precisa saber

01 Migração de tiamo para OMNIS. A apresentação destaca o planejamento da transição, especialmente em sistemas maiores e instalações cliente/servidor, diante do encerramento do suporte ao tiamo 3.0 no fim de 2029.

02 Integridade e rastreabilidade dos dados. O OMNIS oferece trilha de auditoria, permissões de usuários e registro rastreável de alterações em métodos e operações.

03 Conformidade em ambientes regulados. A plataforma aborda requisitos da FDA 21 CFR Part 11 e do Anexo 11 do EudraLex, com recursos de assinatura e administração de usuários.

04 A amostra no centro da operação. Medições, resultados, configurações e relatórios são vinculados às amostras e subamostras, permitindo diferentes análises com informações compartilhadas.

05 Arquitetura modular e integração. O OMNIS reúne análises e dados em uma plataforma, com possibilidades de operação cliente/servidor, conexão a LIMS/API e integração de equipamentos.

Onde isso se aplica

+ Laboratórios de controle de qualidade
Rastreabilidade de resultados, revisões e assinaturas em rotinas de titulação.

+ Laboratórios em rede
Compartilhamento de métodos e dados entre equipes, laboratórios e unidades.

+ Gestão e auditorias
Controle de acesso, trilha de auditoria centralizada e documentação para avaliação de conformidade.

Ponto de atenção

A migração exige avaliação da infraestrutura de TI, dos métodos existentes e da configuração de conformidade, especialmente em instalações cliente/servidor.

Da informação à aplicação

Sua equipe está planejando a migração do tiamo ou precisa fortalecer a integridade dos dados? Converse com a Metrohm sobre a aplicação do OMNIS à sua rotina.

Especialista: Everton Caramello

Coordenador de Produto – Titulação e Karl Fischer

everton.caramello@metrohm.com.br

Material elaborado com auxílio de inteligência artificial