


Durchflusszelle für Einkanal-Dickfilmelektroden im 8X-Format

DRP-FLWCL8X1C

Dünnschicht-Durchflusszelle aus Methacrylat zur Durchführung mehrerer simultaner Messungen bei FIA. Geeignet zur Verwendung mit Dickfilmelektroden im 8X-Format. Verschlusssystem mit Schrauben. Flow Fittings inklusive.

Optionales Zubehör

DRP-8X110-U20
Dickfilmelektrode aus Kohlenstoff im 8X-Format



Dickfilmelektrode aus Kohlenstoff im 8X-Format (AUX: Kohlenstoff; REF: Ag), durch acht elektrochemische Dreielektroden-Zellen gebildetes elektrochemisches Dickfilm-Array. Insbesondere für die Entwicklung von simultanen Mehrfachanalysen geeignet.

DRP-CAC8X
Kabelanschluss für Dickfilmelektroden im 8X-Format



Zur Verbindung von DropSens Dickfilmelektroden im 8X-Format mit einem beliebigen (Multi-)Potentiostat

---

DRP-CAST8X
µStat 8000(P) Kabelanschluss für Dickfilmelektroden im 8X-Format



Zur Verbindung von µStat 8000(P) Geräten mit Dickfilmelektroden im 8X-Format

---