

Cellule à écoulement pour électrodes à film épais, format 8X, 1 voie


DRP-FLWCL8X1C

Cellule à écoulement de type film fin (« Thin-Layer ») au méthacrylate pour réaliser des mesures simultanées en FIA. À utiliser avec des électrodes à film épais au format 8X. Système de fermeture par vis. Raccords inclus.

Accessoires optionnels

DRP-8X110-U20
Électrode 8X à film épais en carbone

Électrode 8X à film épais en carbone (aux. : carbone ; réf. : Ag). Matrice électrochimique à film épais formée de huit cellules à trois électrodes. Conçue spécialement pour le développement d'analyses multiples et simultanées.



DRP-CAC8X
Câble de connecteur pour électrodes à film épais au format 8X

Pour connecter des électrodes DropSens à film épais au format 8X à toute sorte de (multi)potentiostat



DRP-CAST8X
Câble de connecteur µStat 8000(P) pour électrodes à film épais au format 8X

Pour connecter un équipement µStat 8000(P) à des électrodes à film épais au format 8X